



WOUND HEALING TREATMENT



RI.MOS.

Disposable Medical Products

www.rimos.com
info@rimos.com

ENG

FOR VETERINARY USE
For pets and sports horses
NON FOOD PRODUCTION

Helps skin healing therapy
Hypermixvet stimulates skin healing in all cases of external injuries. The product is disliked by insects. It can be applied to the layers involved in the injury, on the mucosa such as mouth, gums, anus and in the ear duct. Controls the quantity and quality of exudates on the surface of the wound.

How to use
Apply Hypermixvet on the well-cleansed injured surface. The dried exudates must be removed by rubbing the injured surface lightly with gauze dipped in sterile water or hypertonic saline solution. Any scabs must always be removed either surgically or with a hypertonic saline solution, better with hyper-saturated solution. The wounds must be cleansed with sterile water or saline solution, if necessary using non-irritating soap (Marseilles soap), without using disinfectants especially with alcohol, iodine, chlorhexidine or hydrogen peroxide base. As far as possible, foreign bodies must be mechanically removed. Bandaging dogs and cats is at the discretion of the vet, even though it is best to bandage cats.

Use restrictions
The product is ineffective on necrotic tissue and in cases of skin hyperkeratosis (psoriasis, skin thickening, corns, etc.).
Contraindications
Prolonged product application can produce the momentary fall out of hair in the injured area.

41037, Mirandola (MO)
ITALY
phone: 39 0535 25755
fax: 39 0535 25509

Warnings
In many cases, eliminates the need for local antibiotic therapy or reduces systemic antibiotic therapy. Avoid using disinfectants as these negatively affect the healing process.
The product fears air and light (close the container after use and store in a dark place). It is not affected by heat up to around 40°C. The product solidifies at temperatures below 16° and this does not alter its properties. It can also be used in solid state and immediately returns to fluid state at body temperature.
In case of individual and/or allergic hypersensitivity to ingredients, interrupt application.
Do not use the soaked gauzes again after use. After use, dispose of the soaked gauzes and containers in accordance with the law. Keep out of reach of children.

Components
Extracts from the Neem tree, Hypericum Perforatum

Available packs
250ml glass bottle, oily formula.
100ml glass bottle, oily formula with spray nozzle.
30ml glass bottle, oily formula with dropper.
100 ml gel spray with spray nozzle.

SHAKE WELL BEFORE USE

The expiry date shown on the pack refers to the product in unopened and correctly stored pack.
REV. January 2011



Do not discard in the environment
Important: see instructions for use

FR

À USAGE VÉTÉRINAIRE
Pour les animaux de loisirs et pour les chevaux de sport
NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

Favorise la cicatrisation
Hypermixvet favorise la réparation des plaies superficielles de la peau. Le produit repousse les insectes. Il peut être appliqué sur les tissus lésés, sur les muqueuses, comme la bouche, les genècives, l'anus et dans le conduit auditif. Il contrôle la quantité et la qualité de l'exsudat à la surface de la blessure.

Mode d'emploi
Avant d'appliquer Hypermixvet, bien nettoyer la plaie. Pour retirer l'exsudat sec, frotter délicatement la plaie avec une compresse de gaze imbibée d'eau stérile ou de sérum salé hypertonique. L'escarre implique soit une excision chirurgicale, soit un nettoyage au sérum physiologique hypertonique, de préférence en solution saturée. Nettoyer les plaies au préalable à l'eau stérile ou au sérum physiologique avec, le cas échéant, un savon non irritant (savon de Marseille). Éviter les antiseptiques, et notamment ceux à base d'alcool, d'iode, de chlorhexidine ou d'eau oxygénée. Dans la mesure du possible, retirer les corps étrangers par une action mécanique. Chez le chien et le chat, le bandage est laissé à l'appréciation du vétérinaire, même si chez le chat, la pose d'un pansement est préférable.

Limites d'emploi
Le produit n'a aucune efficacité sur le tissu nécrosé et en cas d'hyperkératose cutanée (psoriasis, épaississements de l'épiderme, callosités, etc.).

Contre-indications
Le traitement prolongé peut entraîner momentanément la chute de la couverture pileuse dans la région péri-lésionnelle.

Mises en garde
Dans la plupart des cas, le produit permet d'éviter l'antibiothérapie locale ou d'abréger l'antibiothérapie systémique. Éviter les antiseptiques, car ils retardent le processus de cicatrisation.
Conservé le produit à l'abri de l'air et de la lumière (bien fermer le récipient après usage et stocker à l'abri de la lumière). Le produit ne craint pas la chaleur (stocker à 40°C maximum). Le produit se solidifie à une température inférieure à 16°C sans altération de ses propriétés. Il peut aussi être utilisé en phase solide et fluidifie immédiatement à la température corporelle. En cas d'hypersensibilité individuelle et/ou de réaction allergique aux composants, interrompre le traitement. Jeter les compresses de gaze imbibées et les récipients après usage, conformément aux normes en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Ingredients
Extractos de Nim, Hypericum Perforatum

Envases disponibles
Frasco de cristal de 250ml, formulación oleosa.
Frasco de cristal de 100ml, formulación oleosa con boquilla spray.
Frasco de cristal de 30ml, formulación oleosa con cuentagotas.
Gel spray de 100 ml, con boquilla spray.

Agitar bien antes de usar

Ingrédients
Extraits de Neem, Hypericum Perforatum.

Présentation
Flacon en verre de 250 ml, forme huileuse.
Flacon pulvérisateur en verre de 100 ml, forme huileuse.
Flacon compte-gouttes en verre de 30 ml, forme huileuse.
Gel pulvérisateur de 100 ml.

AGITER AVANT L'EMPLOI

La date de péremption indiquée ne s'applique qu'à un emballage intact, non ouvert, non endommagé et seulement si les conditions de conservation ont été respectées.
REV. Janvier 2011



Ne pas jeter dans la nature
Attention : consulter la notice

SP

PARA USO VETERINARIO
Para animales de compañía y caballos deportivos no destinados a la producción de alimentos

Coadyuva la terapia cicatrizante
Hypermixvet estimula la reparación de la piel en todas las lesiones externas. El producto repele los insectos. Puede aplicarse en las capas afectadas por la lesión, en las mucosas como boca, encías, ano y en el conducto auricular. Controla la cantidad y la calidad del exudado en la superficie de la herida.

Modo de empleo
Aplicar Hypermixvet sobre la superficie lesionada bien limpia. El exudado seco debe eliminarse friccionando ligeramente la superficie lesionada con una gasa embebida con agua estéril o solución salina hipertónica. La escara debe eliminarse bien quirúrgicamente bien con la solución fisiológica hipertónica, mejor en solución hipersaturada. Las lesiones deben lavarse con agua estéril o con solución salina, utilizando si fuera preciso jabón no irritante (jabón de Marsella), y evitando utilizar desinfectantes especialmente si son a base de alcohol, yodo, clorhexidina o peróxido de hidrógeno. Los cuerpos extraños deberán retirarse mecánicamente. El vendaje en perros y gatos queda a discreción del veterinario, aunque se aconseja vendarlo si se trata de gatos.

Limites de usar
El producto es ineficaz en el tejido necrótico y en los casos de hiperqueratosis cutánea (psoriasis, espesamientos cutáneos, callos, etc.).

Contraindicaciones
La aplicación prolongada del producto puede determinar la caída momentánea de la cobertura pilifera en el área perilesionada.

Advertencias
En muchos casos evita el tratamiento local con antibióticos y reduce el tiempo de la terapia antibiótica sistémica. Evítense utilizar desinfectantes, puesto que intervienen negativamente en el proceso de cicatrización. Protéjase el producto del aire y de la luz (cerrar el envase después del uso y guardar en un lugar oscuro). No teme el calor hasta 40° aproximadamente. El producto solidifica a temperaturas inferiores a 16° sin que se alteren sus propiedades, también puede utilizarse en fase sólida, fluidifica inmediatamente a la temperatura corporal. Interrumpir la aplicación en caso de hipersensibilidad individual y/o alérgica a los componentes. No reutilizar las gasas impregnadas después del uso. Eliminar las gasas impregnadas y los recipientes según establecen las normas. Mantener lejos del alcance de los niños.

Ingredientes
Extractos de Nim, Hypericum Perforatum

Envases disponibles
Frasco de cristal de 250ml, formulación oleosa.
Frasco de cristal de 100ml, formulación oleosa con boquilla spray.
Frasco de cristal de 30ml, formulación oleosa con cuentagotas.
Gel spray de 100 ml, con boquilla spray.


Agitar bien antes de usar

Bestandteile
Niembaum-Extrakte, Hypericum Perforatum.

Darreichungsform und Packungsgrößen
250 ml Glasfläschchen, ölige Lösung.
100 ml Glasfläschchen, ölige Lösung, mit Sprühdüse.
30 ml Glasfläschchen, ölige Lösung mit Tropfenzähler.
100 ml Gelspray mit Sprühdüse.

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

Das auf der Packung angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das korrekt gelagerte Produkt in unversehrter Packung.
Fassung: Januar 2011



Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen
Achtung: Gebrauchsanweisung lesen

DE

FÜR VETERINÄREN GEBRAUCH
Für Haustiere und Sportpferde, die nicht zur Erzeugung von Lebensmitteln für menschlichen Verzehr bestimmt sind

Unterstützt die Wundbehandlung
Bei allen äußerlichen Verletzungen regt Hypermixvet die Heilung an. Das Produkt ist unangenehm für Insekten. Es kann auf die von der Verletzung betroffene Schichten, die Schleimhäute wie Mund, Zahnfleisch, After und im Gehörgang aufgetragen werden. Kontrolliert die Menge und Beschaffenheit des Exsudats auf der Oberfläche der Wunde.

Gebrauchsanweisung
Hypermixvet auf der gut gesäuberten verletzten Oberfläche auftragen. Getrocknetes Exsudat durch leichtes Abreiben der verletzten Oberfläche anhand einer Gaze, die mit sterilem Wasser oder hypertонерischer Salzlösung getränkt wurde, entfernen. Schorf ist stets chirurgisch oder mit hypertонерischer Kochsalzlösung, noch besser in übersättigter Lösung, zu entfernen. Die Verletzungen müssen mit sterilem Wasser oder Salzlösung und eventuellem Gebrauch nicht reizender Seife (Kernseife) gereinigt werden; zu vermeiden sind Desinfektionsmittel, insbesondere solche auf Basis von Alkohol, Jod, Chlorexid oder Wasserstoffperoxid. Soweit es möglich ist, sind Fremdkörper auf mechanische Weise zu beseitigen. Bei Hunden und Katzen unterliegt die Anbringung eines Verbandes dem Ermessen des Tierarztes, obwohl im Falle von Katzen die Bandage empfohlen wird.

Anwendungsbeschränkungen
Auf abgestorbenem Gewebe und im Falle von Hyperkeratose der Haut (Schuppenflechte, Hautverdickung, Hornhaut, usw.) ist das Produkt unwirksam.

Gegenanzeigen
Die längere Anwendung des Produkts kann den vorläufigen Verlust der Behaarung im perilesionalen Bereich verursachen.


Warnhinweise
In vielen Fällen erlaubt es Hypermixvet, auf die örtliche Behandlung mit Antibiotika zu verzichten oder die systemische Behandlung mit Antibiotika zu verkürzen. Den Gebrauch von Desinfektionsmitteln vermeiden, weil sie sich negativ auf den Vernarbungsprozess auswirken. Das Produkt ist luft- und lichtempfindlich (den Behälter nach Gebrauch schließen und im Dunklen aufbewahren). Es kann Wärme bis zu circa 40 °C ertragen. Bei Temperaturen unter 16 °C erstarrt das Produkt ohne Veränderung seiner Eigenschaften und kann auch in festem Zustand verwendet werden; bei Körpertemperatur wird es sofort wieder flüssig. Im Falle individueller und/oder allergischer Überempfindlichkeit gegenüber den Komponenten die Anwendung einstellen. Die getränkten Gazen nach dem Gebrauch nicht mehr erneut verwenden. Die getränkten Gazen und Behälter nach dem Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bestandteile
Niembaum-Extrakte, Hypericum Perforatum.

Darreichungsform und Packungsgrößen
250 ml Glasfläschchen, ölige Lösung.
100 ml Glasfläschchen, ölige Lösung, mit Sprühdüse.
30 ml Glasfläschchen, ölige Lösung mit Tropfenzähler.
100 ml Gelspray mit Sprühdüse.

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

Das auf der Packung angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das korrekt gelagerte Produkt in unversehrter Packung.
Fassung: Januar 2011



Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen
Achtung: Gebrauchsanweisung lesen

PT

PARA USO VETERINÁRIO
Para animais de estimação e cavalos desportivos, não destinados ao consumo humano

Coadjuvante de terapia de cicatrização
Hypermixvet estimula a reparação da pele em todas as lesões externas. O produto não é apreciado pelos insetos. Pode ser aplicado em todas as camadas envolvidas na lesão, nas mucosas, tais como boca, gengivas, ânus e no ducto auditivo. Controla a quantidade e qualidade de exsudado na superfície da ferida.

Modo de usar
Aplicar Hypermixvet sobre toda a superfície lesionada bem limpa. O exsudado seco deve ser removido mediante ligeira fricção da superfície lesionada, exercida com gaze embebida em água estéril ou solução salina hipertônica. A escara deve ser sempre removida cirurgicamente ou mediante solução fisiológica hipertônica, preferivelmente em solução hipersaturada. As lesões devem ser limpas com água estéril ou com solução salina, utilizando eventualmente sabão não irritante (sabão de Marselha) e evitando a utilização de desinfetantes, especialmente se à base de álcool, iodo, cloroquina ou peróxido de hidrogênio. Na medida do possível, os corpos estranhos devem ser removidos mecanicamente. A bandagem em cães e gatos fica à disposição do veterinário, embora seja aconselhável a bandagem em gatos.

Limites de utilização
O produto é ineficaz sobre o tecido necrosado e nos casos de hiperqueratose cutânea (psoríase, espessamentos cutâneos, calos, etc.).

Contra-indicações
A aplicação prolongada do produto pode acarretar a queda momentânea da cobertura pilosa na área perilesional.


Advertências
Permite em muitos casos evitar a terapia antibiótica local ou encurtar a terapia antibiótica sistémica. Evitar a utilização de desinfetantes porque afectam negativamente o processo de cicatrização. O produto é sensível ao ar e à luz (fechar o recipiente depois da utilização e conservá-lo em local escuro). Insensível ao calor até cerca de 40 °C. O produto solidifica a temperaturas inferiores a 16 °C sem alteração das suas propriedades. Pode ser utilizado também na fase sólida e fluidifica imediatamente à temperatura corpórea. Em caso de hipersensibilidade individual e/ou alérgica aos componentes, interromper a aplicação. Não reutilizar as gazes impregnadas depois de usadas. Eliminar as gazes impregnadas e os recipientes depois do uso respeitando as regulamentações locais. Conservar fora do alcance das crianças.

Ingredientes
Extratos de árvore da Neem, Hypericum Perforatum.

Embalagens disponíveis
Frasco de vidro de 250ml, formulação oleosa.
Frasco de vidro de 100ml, formulação oleosa vaporizador.
Frasco de vidro de 30ml, formulação oleosa com conta-gotas.
Gel spray de 100 ml, com vaporizador.

Agitar sempre bem antes de utilizar

A data de validade indicada na embalagem refere-se ao produto na embalagem íntegra e correctamente conservado.
REV. Janeiro 2011



Evitar a libertação para o ambiente
Atenção: consultar as instruções de uso.

PL

DO UŻYTKU ZALECANEGO PRZEZ WETERYNARZY
Dla zwierząt domowych i koni sportowych NPS (nie przeznaczane do spożycia)

Przyspiesza gojenie ran
Hypermixvet przyspiesza regenerację naskórka zwierzęcia we wszelkich obrażeniach zewnętrznych. Produkt nie jest tolerowany przez owady. Preparat można stosować na uszkodzone warstwy podskórne, na błonę śluzową np. jama uszna, dziąsła, odbył i w przewodach słuchowych. Kontroluje ilość i jakość wysięku na powierzchni rany.

Sposób użycia
Wcierać Hypermixvet w dobrze umyte, uszkodzony naskórek. Wyschnięty wysięk usuwać poprzez lekkie pocieranie uszkodzonego naskórka gazą zwilżoną w wodzie utlenionej lub w słęzionym roztworze solnym. Strupy usuwa się zawsze albo chirurgicznie albo słęzionym roztworem fizjologicznym, najlepiej w roztworze nasyconym. Rany należy przemywać wodą utlenioną lub roztworem soli kuchennej, stosując ewentualnie mydło obojętne (mydło Marsiglia), nie stosować środków dezynfekujących, głównie z zawartością alkoholu, jodu, chloroxydyny lub nadtlenku wodoru (wody utlenionej). Jeśli istnieje możliwość to usunąć ciała obce mechanicznie. Bandażowanie psów i kotów zależy od decyzji weterynarza, nawet jeśli zalecane jest bandażowanie kotów.

Ograniczenia stosowania
Preparat nie skutkuje w przypadku tkanek obumarłych i rogowacenia skórnego (luszczycza, stwardnienia skórne, nagioty, itd.).

Przeciwwskazania
Przedłużone stosowanie produktu może spowodować chwilowe wypadanie owłosienia w okolicach rany.

Ostrzeżenia
W licznych przypadkach pozwala wykluczyć miejscowe stosowanie antybiotyku lub skrócić czas systematycznej terapii antybiotykami.
Unikać stosowania środków dezynfekcyjnych gdyż wpływają negatywnie na proces gojenia się. Produkt reaguje negatywnie na powietrze i światło (po każdorazowym użyciu należy dobrze zamknąć pojemnik i przechowywać w ciemnym miejscu). Odporny jest na temperaturę do około 40°C. Tężeje w temperaturach poniżej 16° bez tracenia swych właściwości leczniczych, może być stosowany również w stanie stałym, przechodzi zaraz w stan ciekły w temperaturze ciała. W przypadku indywidualnej wrażliwości lub alergii na składniki preparatu przerwać natychmiast stosowanie. Nie używać ponownie gaz nasączonych i już raz użytych. Nasączone gazy i pojemniki po zużyciu preparatu przekazać na wysypisko zgodnie z obowiązującymi normami. Przechowywać tak aby nie miały do niego dostępu dzieci.

Składniki
Wyciąg z drzewa Neem, Hypericum Perforatum.

Dostępne opakowania
Flakony szklane po 250ml, roztwór oleisty.
Flakony szklane po 100ml, roztwór oleisty z rozpylaczem spray.
Flakony szklane po 30ml, roztwór oleisty z kropłomierzem.
Żel spray po 100 ml, z rozpylaczem spray.

DOBRE WSTRZAŚNĄC PRZED UŻYCIEM

Podana na opakowaniu data ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu i należyćie przechowywanego.
SPR. Styczeń 2011

Agitar sempre bem antes de utilizar

A data de validade indicada na embalagem refere-se ao produto na embalagem íntegra e correctamente conservado.
REV. Janeiro 2011



Nie pozostawiać w środowisku naturalnym
Uwaga: przeczytać wskazania do użytkowania

RUM

PENTRU UZ VETERINAR
Pentru animale de companie și cai de sport
Nedestațai producției de alimente

Adjuvant în tratamentul de cicatrizare
Hypermixvet stimulează regenerarea pielii animalului în cazul tuturor leziunilor externe. Produsul îndepărtează insectele. Poate fi aplicat pe toate straturile implicate în leziune, pe mucoasele din cavitatea bucală, gingiile, anus și în canalul auricular. Controlează cantitatea și calitatea exsudatului de pe suprafața plăgii.

Mod de administrare
Hypermixvet se aplică pe zona afectată, bine curățată în prealabil. Exsudatul uscat se înlătură prin frecarea ușoară a suprafeței lezate cu o bucată de tifon imbibat cu apă sterilă sau soluție salină hipertonică. Escarele se îndepărtează prin intervenție chirurgicală sau cu o soluție fiziologică hipertonică, de preferat hipersaturată. Leziunile se curată cu apă sterilă sau cu o soluție salină, eventual se poate folosi un săpun neutru (de ex., săpun de Marsilia); se va evita utilizarea dezinfectanților, în special a celor pe bază de alcool, iod, clorhexidină, peroxid de hidrogen. Pe cât este posibil, corpii străini de îndepărtează mecanic. Aplicarea bandajului la câini și la pisici este la discreția veterinarului, deși este de preferat ca pisicile să fie bandajate.

Limite de utilizare
Produsul este ineficace pe țesut necrotic și în cazurile de hipercheratoză cutanată (psoriazis, îngroșare a pielii, bățături, etc.).

Contraindicații
Aplicarea îndelungată a produsului poate determina căderea temporară a părului din jurul zonei afectate.


Atenționări
În multe cazuri, produsul permite evitarea tratamentului antibiotic local sau scurtarea tratamentului antibiotic sistemic. A se evita utilizarea dezinfectanților, întrucât acestea afectează negativ procesul de cicatrizare. Produsul trebuie ferit de aer și lumină (după utilizare recipientul se va închide bine și se va păstra într-un loc întunecat). Suportă temperaturile de până la circa 40°. La temperaturi mai mici de 16° produsul se solidifică fără a-și pierde sau schimbă proprietățile; poate fi utilizat și în stare solidă, întrucât la temperatura corpului se fluidifică imediat. În caz de reacții alergice și/sau hipersensibilitate individuală la oricare dintre componentele produsului, aplicarea trebuie întreruptă.
A nu se reutiliza tifonul impregnat, după ce a fost folosit. A se elimina tifonul impregnat și recipientele după utilizare, conform reglementărilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Componente
Extract de Neem, Hypericum Perforatum.

Amalaje disponibile
Flacon de sticlă de 250 ml, soluție uleioasă.
Flacon de sticlă de 100 ml, soluție uleioasă, cu pulverizator spray.
Flacon de sticlă de 30 ml, soluție uleioasă, cu pipetă.
Gel spray de 100 ml, cu pulverizator spray.

A SE AGITA BINE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Data de expirare înscrisă pe ambalaj se referă la produsul aflat în ambalaj integru și păstrat corect.
REV. Ianuarie 2011



A se evita dispersarea în mediu.
Atenție: a se consulta instrucțiunile de utilizare.

RU

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для домашних животных и спортивных лошадей,
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ

Заживляющее средство
Гипермиксвет способствует заживлению кожи животного при любых внешних повреждениях. Продукт отпугивает насекомых. Может быть нанесен на затронутые повреждением слои, на слизистые оболочки рта, десен, анального отверстия и в слуховой проход. Регулирует количество и качество экссудата на поверхности раны.

Способ применения
Нанесите Гипермиксвет на хорошо очищенную поврежденную поверхность. Сухой экссудат следует удалить с помощью любого протирания поврежденной поверхности смоченной в стерильной воде или изотоническом солевом растворе марлей. Струп следует всегда удалять хирургическим путем или же, если это возможно, сверхнасыщенным изотоническим физиологическим раствором. Раны следует обработать стерильной водой или соевым раствором, используя при необходимости не раздражающее мыло (марсельское мыло), избегая использования дезинфицирующих средств, особенно на основе спирта, йода, хлорексидина или перекиси водорода. Инородные тела, по возможности, должны быть удалены механическим способом. В случае собак и кошек, решение о бинтовании животного остается на усмотрение ветеринара, хотя кошек желательно бинтовать.

Ограничения в использовании
Препарат не эффективен на некротических тканях и в случаях кожного гиперкератоза (псориаза, уплотнения кожи, мозолей и т.д.).

Противопоказания
Длительное применение препарата может привести к временному выпадению волосного покрова на участке вокруг раны.


Предупреждение
Позволяет во многих случаях не проводить местное лечение антибиотиками или сократить системное применение антибиотиков. Избегать применения дезинфицирующих средств, которые отрицательно влияют на процесс заживления раны. Препарат боится воздуха и света (закройте упаковку после использования и положите ее в темное место). Не боится тепла до температуры около 40°. Препарат затвердевает при температурах ниже 16° без изменения его свойств. Возможно его использование также в твердом состоянии, поскольку он немедленно разжижается при температуре тела. В случае выявления индивидуальной сверхчувствительности или аллергической реакции на компоненты, прекратите применение. Не используйте повторно смоченные в препарате марли. Выбросьте использованные марли и упаковки в соответствии с установленными правилами. Храните в недоступном для детей месте.

Компоненты
Экстракты дерева Ним, Hypericum Perforatum.

Упаковка
Стеклоянный флакон 250мл, масляный раствор. Стеклоянный флакон 100мл, масляный раствор с пульверизатором. Стеклоянный флакон 30мл, масляный раствор с пипеткой. Гель-спрей 100 мл с пульверизатором.

ХОРОШО ВСТРЯХНУТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Указанный на упаковке срок годности относится к неповрежденной и правильно хранимой упаковке.
РЕД. Январь 2011 г.



Не выбрасывать в окружающую среду
Внимание: ознакомьтесь с инструкцией по применению

