

Miscellaneous



FISSY

Spray fissatore per citologia
Fixative spray for cytology


● Fissa i prelievi citologici sui vetrini garantendone una lunga conservazione. Una minima quantità spruzzata sul vetrino è sufficiente per ottenere un buon fissaggio senza alterazione del colore e della qualità del campione prelevato. Non contiene propellenti che danneggiano l'ozono. La composizione è trasparente, a base alcolica e solubile in acqua o solvente.

● *It fixes the cytologic sampling on the slides ensuring a long preservation. A little dispensing of product is enough to get a good fixing without alteration of the color and of the quality of the sampled cells. It does not contain any ozone damaging propellant. The composition is transparent, alcoholic based and soluble in water or solvent.*

Cod.	Descrizione - Description
720202	Dispenser 125 ml.
720203	Dispenser 250 ml.

12 pz / scatola Prodotto IVD.

12 pcs / box. IVD product.



IUD EXTRACTOR

Dispositivo per la rimozione della spirale ritenuta
Fixed IUD removal device

● Indicato per la rimozione di IUD nei casi in cui non sia visibile il filo di reperi o per le spirali che ne sono prive. Il design della punta ne permette un facile inserimento e un'agevole aggancio del filo o della struttura della spirale da rimuovere. L'olivetta al termine della punta evita traumi tissutali. La cannula in acciaio presenta una scala di misura di 9 cm (risoluzione 1 cm) ed è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento. Il dispositivo è dotato di bastoncino con profilo zigrinato che garantisce una presa sicura.

● *Designed for removing IUDs in cases in which the locator string is not visible or for IUDs that do not have strings. The design of the tip makes the instrument easy to insert and hook to the string or the body of the IUD to be removed. The ball at the end of the tip prevents tissue trauma. The steel cannula has a 9 cm scale of measurement (resolution 1 cm) and is equipped with a sliding stop to determine the depth of insertion. The handle of the device has a knurled contour that guarantees a firm grip.*

Cod.	Descrizione - Description
770123	lung. 28,5 cm. - length 28,5 cm.

Scatola da 10 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

10 pcs. per box. Supplied in single pouch, single use, EtO sterilized and CE marked.