



KIWI OMNI-C CUP

Dispositivo per parto vuoto-assistito
Vacuum assisted fetal delivery device

Cod.

VAC-6000C

Scatola da 5 pezzi.
Fornito in confezione singola, monouso,
sterilizzato a raggi Gamma e marcato CE.

5 pcs. per box
*Supplied in single pouch, single use, Gamma
sterilized and CE marked.*

● Il Kiwi® Omni-C™ Cup è un dispositivo per parto vuoto assistito progettato specificatamente per lo spazio addominale del taglio cesareo. Il profilo basso della coppetta del Kiwi Omni-Cup ne facilita l'inserimento, riduce la probabilità di traumi, dell'estensione dell'incisione uterina, e fornisce il più alto grado di manovrabilità entro lo spazio della cavità addominale. Inoltre il Kiwi Omni-C è particolarmente indicato per posizioni fetali sfavorevoli quando la testa del feto è parzialmente discesa nel canale cervicale ed è necessario un taglio cesareo d'emergenza. La scanalatura presente sulla coppetta progettata per appoggiare le due dita ne migliora la presa sicura e facilita il corretto posizionamento sul punto di flessione. Il filtro posizionato nella parte interna della coppetta evita la dispersione del vuoto. Durante il taglio cesareo, il Kiwi Omni-C Cup è un dispositivo efficace che aiuta i medici a ridurre i rischi correlati alle procedure chirurgiche. Infatti l'uso del Kiwi durante i parti cesarei contribuisce a diminuire le perdite di sangue, a ridurre l'estensione dell'incisione e delle lacerazioni cervicali. Il Kiwi Omni-C Cup si distingue dagli altri modelli grazie alla coppetta di colore verde.

● *The Kiwi® Omni-C™ Cup is a vacuum-assisted delivery device designed specifically for the confined abdominal space of c-section deliveries. The Kiwi Omni-C Cup's low profile facilitates ease of insertion, decreases the likelihood for traumatic or deliberate extensions of the uterine incision, and provides the highest degree of maneuverability within the confined space of the abdominal cavity. In addition, the Kiwi Omni-C is ideal for failed vaginal deliveries when the fetal head has partially descended into birth canal and an emergency c-section is indicated. The Kiwi Omni-C Cup's two finger grooves improve the cup grip and facilitate proper placement over the flexion point. Utilizing a baffle filter on the inside top of the Kiwi Omni-C helps to adequately disperse the vacuum. With c-sections on the rise, the Kiwi Omni-C Cup is an effective device in helping physicians reduce the risks associated with this surgical procedure. In fact, use of the Kiwi at c-section contributes to less blood loss, fewer uterine incision extensions, and fewer cervical lacerations. The Kiwi Omni-C Cup's green top helps distinguish it from the Kiwi OmniCup.*

