



STERICOVER

Coprisonda vaginale in Eva (acetato Etilvinilico)
Vaginal probe cover (Eva -Ethylene Vinyl Acetate)

- Per proteggere la sonda trans-vaginale durante esami ecografici di utero, ovaie e tube. Stericover è in Eva (acetato etilvinilico) ha una lunghezza di 21.5 cm e una larghezza di 7 cm. Non spermicida, non embryo-tossico, non citotossico, privo di lattice. Viene fornito in bustina singola sterile.

- *To protect ultrasound transvaginal probe during ultrasonic examination (uterus, ovaries, tubes). Made of Eva -Ethylene Vinyl Acetate). Stericover is 21.5 cm long and 7 cm large. Non-spermicide, non embryotoxic, non-cytotoxic, latex free. Supplied sterile in single pouch.*

Cod.	Lunghezza - Length
800400	21,5 cm.

Scatola da 50 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a raggi Beta e marcato CE.

Box of 50 pcs. Single packaged, single use, Beta sterilized and CE marked.

