



GINRAM[®]

Ginecologia e Ostetricia

Chi siamo

La storia, Tecnologia e Certificazioni, Mercati

2-4

Dispositivi per Parto - Kiwi

Kiwi Omnicup®, Kiwi Omnicup TFI®

5-6

Gravidanza e Parto

Vagistop, Metrastop®, Traxi™,
Amnioper, Amnioram, Amniocent,
Rampclamp, Nameband

7-14

Aspirazione intrauterina

Intracurette RR, Intracurette RC, Intracurette SR,
Rovac e Manipolo

15-18

Inserimento e Rimozione spirale uterina

IUD Extractor, Kit per spirale intrauterina, U-Cut

19-21

Prelievo endometriale

Ramister, Ramister-C, Cerviram, Endoram,
Ramcurette, Rampipella, Endocic

22-28

Materiale di consumo

Speculum: Specuvag, Specuvag CS, Specuvag AS,
Prelievo cervicale ed endocervicale: Rambrus, Ramspatula,
Spatola di Ayre, PAP-TEST Kit
Pinze: Tirapalle, Kelly, Pinzone
Vetreria: Vetrini, Rambox,
Coprisonda: Ramcover, Stericover
Tampone vaginale maxi
Lubrificante per strumentario: Vagilub

29-43

Diagnostica Ginecologica

Handlin, Mininjector, Mininjector CM,
Softinjector, Rigidinjector, Injector Plus

44-49

Stabilizzatore Cervicale ad Aspirazione

carevix®

50

Politica di vendita

Clientela, Condizioni generali di vendita

51

La Storia

Fondata nel 1988 nel cuore del distretto biomedicale di Mirandola (Modena), **RI.MOS.** è un'azienda dinamica e in costante evoluzione, specializzata nello sviluppo e nella produzione di **dispositivi monouso per ginecologia, fecondazione assistita e micro-iniezione**. L'azienda realizza, inoltre, **dispositivi medici e cosmetici per uso umano**, insieme a **prodotti veterinari**, tutti formulati con ingredienti di origine vegetale.

L'attitudine all'innovazione ha radici profonde: già nel 1985, i fondatori avevano dato vita a RAM, tra le prime realtà al mondo a realizzare multi-iniettori monouso per mesoterapia. Un segnale che ha tracciato fin da subito la rotta verso una cultura aziendale orientata all'innovazione e alla lettura proattiva del mercato.

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, RI.MOS. punta a ridefinire gli standard del biomedicale attraverso soluzioni all'avanguardia, integrate da tecnologie sostenibili e da un approccio ispirato alla fitoterapia. Le nostre linee a base vegetale rappresentano un'evoluzione significativa nel trattamento delle lesioni cutanee, sfruttando il potenziale terapeutico di piante come Neem e Iperico, con applicazioni in ambito umano e veterinario.

Per rispondere alle esigenze di un mercato globale e specialistico, RI.MOS. opera attraverso tre divisioni strategiche:

- **RI.MOS. MED** – soluzioni avanzate per ginecologia, ostetricia, fecondazione assistita e micro-iniezione;
- **RI.MOS. CARE** – dispositivi medici e cosmetici di origine vegetale per il wound care;
- **RI.MOS. VET** – prodotti veterinari a base vegetale.

Ogni giorno RI.MOS. rafforza la propria presenza globale esportando qualità, ricerca e passione in oltre 80 Paesi, con l'obiettivo di espandersi ulteriormente. La nostra cultura si fonda su valori condivisi: benessere delle persone, approccio positivo, sostenibilità, integrità e orientamento al domani, valori che ispirano ogni decisione, ogni prodotto e ogni partnership.

L'innovazione non è per noi un traguardo, ma una direzione: RI.MOS. cresce investendo in tecnologie, risorse umane e nuovi prodotti, per offrire soluzioni efficaci e sempre più orientate al miglioramento della qualità della vita degli uomini, delle donne e degli animali.



I prodotti RI.MOS. sono Made in Italy
Qualità, Controllo, Tecnologia

Tecnologia e Certificazioni



Dispositivi Medici

RI.MOS. sviluppa i propri dispositivi medici monouso con la collaborazione di personale medico qualificato e di ricercatori scientifici competenti e aggiornati. Il processo di produzione coinvolge collaboratori e fornitori forti di una grande esperienza nella fabbricazione di prodotti medicali.



Marcatura CE

I dispositivi RI.MOS. sono marcati CE e sono assemblati da personale qualificato in camere bianche ISO 8, secondo processi conformi a un sistema di gestione della qualità certificato ISO 13485.



Certificazioni



Laboratory of industrial research
Art. no.14 of Ministerial Decree no.593 of 8/08/2000
G.U. no.87 of 14/04/2007
Ministry of Education,
University and Research

Mercati



Presenza Globale e Prossimità Locale: La Nostra Visione di Mercato

La nostra strategia commerciale è strutturata per garantire copertura e supporto costante, operando con successo sia sul territorio nazionale che su scala globale. Il nostro obiettivo è costruire una partnership duratura che accompagni il professionista in ogni fase della sua attività.

Mercato Nazionale

In Italia, la nostra operatività si fonda su una rete qualificata di rivenditori locali selezionati.

Questa struttura ci permette di offrire:

- Capillarità e competenza tecnica: presenza vicina alle esigenze di cliniche e studi medici, con personale preparato per il settore ginecologico;
- Assistenza immediata: supporto tempestivo per garantire la continuità operativa dei professionisti della salute.

Mercato Internazionale

Distribuiamo i prodotti a marchio GINRAM® e FERTIRAM® in oltre 80 Paesi, con l'export che rappresenta oltre il 55% del fatturato. Collaboriamo con partner e distributori specializzati che condividono i nostri standard di qualità e affidabilità.

In ogni mercato offriamo un ecosistema completo di servizi post-vendita:

- Formazione e aggiornamento: programmi dedicati per l'ottimizzazione dell'uso delle tecnologie nella pratica quotidiana;
- Consulenza specialistica: supporto continuo dalla scelta del prodotto alla sua applicazione;
- Logistica e supporto tecnico: risposte rapide, documentazione completa e gestione efficiente per ridurre i tempi di attesa.

La nostra missione è accompagnare medici e partner commerciali verso risultati costanti, con una collaborazione solida, professionale e proiettata al futuro della ginecologia.





Rapidità e Sicurezza

Dispositivi per parto

Kiwi OmniCup®

Dispositivo per parto vuoto-assistito




Da applicare sulla testa del feto per facilitarne la nascita durante il parto. Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto: la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato e completo all'operatore, non impegnando il resto del personale in sala parto. La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un ergonomico tirante a maniglia.

KIWI OMNICUP® è particolarmente indicato per posizioni fetali laterali sfavorevoli, per presentazioni occipite-posteriore asinclitiche e dove è necessaria una estrazione con rotazione del feto: il design della coppetta ha un basso profilo in modo da poter essere correttamente posizionata sul punto di flessione della testa del feto stesso.

Cod.	Pz/Scatola
VAC-6000ME	5 pz.





Fornito in confezione singola – Monouso – Sterilizzato a raggi Gamma – marcato CE



Dispositivi per parto

Kiwi OmniCup TFI®

Dispositivo per parto vuoto-assistito con Indicatore di Forza di Trazione



Da applicare sulla testa del feto per facilitarne la nascita durante il parto.

Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto e indicatore della forza di trazione: la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato e completo all'operatore, non impegnando il resto del personale in sala parto.

La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un ergonomico tirante a maniglia.


KIWI OMNICUP TFI® è particolarmente indicato per posizioni fetali laterali sfavorevoli, per presentazioni occipite-posteriore asinclitiche e dove è necessaria una estrazione con rotazione del feto: il design della coppetta ha un basso profilo in modo da essere correttamente posizionata sul punto di flessione della testa del feto stesso.

KIWI OMNICUP TFI® è inoltre indicato per l'addestramento del personale ad eseguire parti vuoto-assistiti grazie all'indicatore della forza di trazione che visualizza la forza applicata sulla testa del feto.

Cod.	Pz/Scatola
VAC-6000MTE	5 pz.



Fornito in confezione singola – Monouso – Sterilizzato a raggi Gamma – marcato CE



Vagistop

Dispositivo per la prevenzione e il trattamento
delle emorragie vaginali in ginecologia e ostetricia



- **Vagistop in Ginecologia:**

trattamento e prevenzione delle emorragie vaginali ed ematomi dopo chirurgia vaginale o dopo traumatismi.

Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze. Gonfiaggio con aria.

Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ginecologico: da 60 a 180 ml a seconda delle dimensioni vaginali.

- **Vagistop in Ostetricia:**

trattamento delle emorragie da lacerazioni vaginali post-partum e prevenzione di ematomi vaginali post-partum.


Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze. Gonfiaggio con aria.

Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ostetrico: da 240 a 480 ml a seconda delle dimensioni vaginali.

Vagistop, quando gonfiato fino ad aderire alle pareti vaginali, mantiene una pressione interna di circa 50mmHg, superiore quindi alla pressione capillare pelvica, che varia da 21 a 48 mmHg.

Il pallone è stato testato fino a un gonfiaggio massimo di aria di 500 ml.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720262	Lunghezza 46,3 cm - Ø 4,5 mm (13,5 Fr)	5 pz.



Gravidanza e parto

Metrastop®

Catetere con pallone per emorragia uterina post-partum



Per il controllo o la riduzione temporanea del sanguinamento uterino post-partum nei casi in cui sia indicata una gestione terapeutica conservativa.

Catetere dotato di due palloni:

- uno esterno (1) da gonfiare con soluzione sterile (gonfiaggio massimo 60 ml) attraverso il tubo di colore blu (3) "water";
- uno interno (2) da gonfiare con aria attraverso il tubo trasparente "air inflation" (gonfiaggio raccomandato da 360 ml di aria equivalenti a 6 pompate della siringa da 60 ml in dotazione; gonfiaggio massimo: 420 ml).

La speciale valvola di gonfiaggio (4) del tubo trasparente permette di pompare aria in maniera continuativa senza staccare la siringa.

Il tubo rosso di drenaggio (5) deve essere collegato alla sacca di raccolta (6) in dotazione.


Il gonfiaggio combinato ad acqua e aria permette di avere un dispositivo leggero che, una volta posizionato, riduce al minimo il rischio di slittamento in caso di movimenti da parte della paziente.

La procedura di gonfiaggio, sgonfiaggio e la possibilità di riposizionare il catetere in caso di malposizionamento è molto veloce.

Garantisce la facilità di utilizzo da parte del medico e l'assoluto comfort per la paziente.

Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720264	Lunghezza 54 cm - Ø esterno 24 Fr	2 pz.



Gravidanza e parto

Traxi™ Panniculus Retractor

Dispositivo per la retrazione del pannicolo adiposo



Traxi™ è un dispositivo utilizzato per la retrazione del pannicolo adiposo durante gli interventi chirurgici.

Traxi™ retrae e mantiene il pannicolo fino a 24 ore, liberando le mani del chirurgo e dello staff per fornire un'assistenza migliore alla paziente.



Senza Traxi™




Con Traxi™

La retrazione del pannicolo fornisce un migliore accesso e visualizzazione del sito di incisione

Cod.	Pz/Scatola
PRS-0530	5 pz.




Fornito in confezione singola - Monouso - Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE




Amnioper

Perforatore amniotico



Per la rottura intenzionale della membrana amniotica durante il parto.
È provvisto di un uncino affilato e atraumatico che lacera la membrana.
La forma anatomica e l'impugnatura con profilo scanalato ne permettono l'impiego in modo sicuro e confortevole.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720193	Lunghezza 25 cm	250 pz.



Gravidanza e Parto

Amnioram

Ago per amniocentesi



Per il prelievo transaddominale di liquido amniotico (eseguito in genere tra la 15^a e la 18^a settimana di gravidanza) per la diagnosi prenatale di alterazioni genetiche del feto.

Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici.

Il mandrino è provvisto di punta eco-riflettente che permette un inserimento eco-guidato.


La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento dell'ago e di un raccordo luer lock per la raccolta del liquido amniotico a mezzo siringa.

Prodotto disponibile in 11 diverse misure.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
770212	Giallo	20 G x 80 mm	25 pz.
770228	Giallo	20 G x 100 mm	
770222	Giallo	20 G x 120 mm	
770224	Giallo	20 G x 150 mm	
770201	Giallo	20 G x 180 mm	
770226	Verde	21 G x 80 mm	
770223	Verde	21 G x 120 mm	
770202	Verde	21 G x 150 mm	
770229	Verde	21 G x 180 mm	
770233	Nero	22 G x 90 mm	
770232	Nero	22 G x 150 mm	




Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051



Gravidanza e Parto

Amniocent

Ago per amniocentesi con cannula centimetrata



Per il prelievo transaddominale di liquido amniotico (eseguito in genere tra la 15^a e la 18^a settimana di gravidanza) per la diagnosi prenatale di alterazioni genetiche del feto.

Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici.

Il mandrino è provvisto di punta eco-riflettente che permette un inserimento eco-guidato.

La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento dell'ago e di un raccordo luer lock per la raccolta del liquido amniotico a mezzo siringa.


Prodotto disponibile in 4 diverse misure. La cannula è centimetrata (1 cm di risoluzione)* e presenta una doppia tacca di riferimento a 5 cm.

* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
772007	Giallo	20 G x 120 mm	25 pz.
772004	Giallo	20 G x 150 mm	
772006	Giallo	20 G x 180 mm	
772001	Verde	21 G x 150 mm	



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051



Ramclamp

Pinzetta per cordone ombelicale




Mantiene chiuso il cordone ombelicale del neonato prima del taglio del cordone stesso.
Provista di una chiusura di sicurezza che evita aperture accidentali.
Una volta chiusa si può riaprire solamente con apposite pinzette.
Praticità di utilizzo anche con una sola mano.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720216	Pinzetta per cordone ombelicale	250 pz.

Nameband

Braccialetto identificativo madre/neonato



I braccialetti madre/neonato si presentano uniti da un lato e sono provvisti dello stesso codice per evitare ogni possibile errore di identificazione.

Riquadro per poter scrivere i dati della madre e del neonato.

Lunghezza 24 cm (madre) e 15,5 cm (neonato).


Disponibile nei colori rosa e azzurro.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
HS-BN-30 NON STERILE	Azzurro	Braccialetto identificativo madre/neonato	100 pz. prodotto sfuso
HS-BN-40 NON STERILE	Rosa		

Aspirazione intrauterina


Intracurette RR

Curetta rigida retta per aspirazione intrauterina



Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità di inserimento.
Punta con bordi levigati.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.
Disponibile in 6 diversi diametri.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720164	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm	50 pz.
720121	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm	
720122	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm	
720123	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm	
720124	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm	
720125	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm	



Aspirazione intrauterina


Intracurette RC

Curetta rigida curva per aspirazione intrauterina



Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità di inserimento.
Punta con bordi levigati.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.
Disponibile in 6 diversi diametri.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720167	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm	50 pz.
720126	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm	
720127	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm	
720128	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm	
720129	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm	
720130	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm	



Aspirazione intrauterina

Intracurette SR

Curetta semirigida tipo "Karman" per aspirazione intrauterina




Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La flessibilità della curetta permette un curettaggio delicato.
Disponibile in 9 diversi diametri con codice colore per una facile identificazione.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
720156	Bianco	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 4 mm	50 pz.
720157	Beige	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 5 mm	
720114	Grigio	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 6 mm	
720115	Giallo	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 7 mm	
720116	Arancione	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 8 mm	
720117	Rosso	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 9 mm	
720118	Verde	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 10 mm	
720119	Azzurro	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 11 mm	
720120	Blu	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 12 mm	




Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051



Aspirazione intrauterina

Rovac

Set tubo di aspirazione



Manipolo Rovac

Manipolo e adattatore, senza tubo

Utilizzato per collegare il dispositivo di aspirazione con l'aspiratore, nelle procedure di interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.

Il manipolo rotante (1) è connesso a un tubo di 2 metri (2) che termina con un adattatore per la pompa di aspirazione.

Il manipolo regola l'aspirazione grazie a una valvola di controllo azionabile con un dito.

Il manipolo può essere ruotato a 360° per un'evacuazione completa della cavità uterina evitando l'attorcigliamento del tubo.

La tacca sul manipolo indica il corretto orientamento della punta della curetta.

Lo spessore del tubo evita il rischio di collassare e la trasparenza rende visibile il materiale aspirato.


Compatibile con tutte le pompe di aspirazione.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720133 sterile	Lunghezza 200 cm Ø esterno 15 mm - Ø interno 10 mm	20 pz. (confezionati singolarmente)
720134 non sterile		20 pz. (confezionati singolarmente)
720041 sterile	Manipolo e adattatore, senza tubo	25 pz. (confezionati singolarmente)
720941 non sterile		Prodotto sfuso, ord. min. 25 pz.

720133 - 720041: monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

720134 - 720941: monouso - non sterile - marcato CE


A richiesta è disponibile con tubo di 3 metri (codice 720143)



Inserimento e rimozione spirale uterina

IUD Extractor

Dispositivo per la rimozione della spirale



Indicato per la rimozione di IUD nei casi in cui non sia visibile il filo di repere o per le spirali che ne sono prive.


Il design della punta ne permette un facile inserimento e un agevole aggancio del filo o della struttura della spirale da rimuovere.

L'olivetta al termine della punta evita traumi tissutali.

La cannula in acciaio è provvista di un fermo scorrevole e presenta 9 tacche, distanziate 1 cm una dall'altra*, che aiutano a stimare la profondità di inserimento.


* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770123	Lunghezza 28,5 cm	10 pz.



Inserimento e rimozione spirale uterina

Kit per spirale intrauterina




Kit pronto all'uso che permette di eseguire l'intera operazione di introduzione, sistemazione e successiva rimozione della spirale intrauterina.

Il kit può comprendere:

- un isterometro (RAMISTER) per determinare la profondità dell'utero;
- una pinza di Pozzi Palmer (TIRAPALLE) per allargare il collo dell'utero;
- una pinza di Kelly (KELLY) per inserire la spirale e sistemarla nella corretta posizione;
- una forbice lunga in plastica (U-CUT) che consente di tagliare il filo della spirale una volta posizionata nell'utero.

Il Kit è disponibile nelle seguenti varianti:


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770268	IUD KIT (Isterometro - Pinza di Kelly - Pinza di Pozzi)	15 pz.
770269	IUD-S KIT (Isterometro - Pinza di Kelly - Pinza di Pozzi - Forbice)	15 pz.
770360	IUD-2 KIT (Isterometro - Pinza di Pozzi)	30 pz.



Inserimento e rimozione spirale uterina

U-Cut


Forbice lunga in plastica con lama in acciaio (modello Littauer)



Per la rimozione di suture, procedure mediche generiche e ove è necessario recidere fili, garze e affini.


U-CUT è una forbice monouso in plastica la cui caratteristica principale è di essere stretta ed allungata, con lame in acciaio inox accuratamente affilate per un taglio preciso e sicuro.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770114	Lunghezza 22 cm	50 pz.



Ramister

Isterometro retto



Fornisce un'indicazione generale dell'orientamento e della profondità approssimativa della cavità uterina prima di procedure intrauterine.


Lo strumento dritto presenta una serie di tacche di riferimento che aiutano il professionista sanitario a stimare la profondità e la direzione dell'utero.

Leggermente conico con diametro decrescente da 5 a 3 mm.

La sfera in punta permette un inserimento confortevole attraverso la cervice uterina.

La malleabilità del materiale consente la curvatura manuale a seconda della necessità.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720108	Lunghezza 24,5 cm	150 pz.*



Ramister-C

Isterometro curvo




Fornisce un'indicazione generale dell'orientamento e della profondità approssimativa della cavità uterina prima di procedure intrauterine.

Lo strumento ricurvo presenta una serie di tacche di riferimento, con lettura diretta sull'impugnatura, che aiutano il professionista sanitario a stimare la profondità e la direzione dell'utero.

Facile posizionamento grazie al fermo scorrevole da collocarsi sull'orifizio cervicale.

Leggermente conico con diametro decrescente da 4 a 3 mm.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720001	Lunghezza 24,5 cm	50 pz.



Prelievo endometriale

Cerviram

Dispositivo per prelievo endometriale per esame citologico




Per un prelievo citologico endometriale sicuro e indolore.

Le protuberanze sulla punta biforcuta asimmetrica consentono un prelievo accurato e atraumatico del tessuto uterino.

La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne l'inserimento a punta chiusa e trattenere i tessuti prelevati durante l'estrazione del dispositivo.


Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720113	Lunghezza 26 cm - Ø esterno 3,5 mm	150 pz.



Endoram

Dispositivo per biopsia endometriale per esame istologico



Per un prelievo biptico dell'endometrio sicuro e indolore.


La punta a forma romboidale con bordi affilati consente un prelievo biptico delle pareti uterine.

La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne l'inserimento a punta chiusa e trattenere i tessuti prelevati durante l'estrazione del dispositivo.

Il fermo scorrevole è posto sulla guaina esterna per determinare la corretta profondità di inserimento.

Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720112	Lunghezza 25 cm - Ø esterno 3,8 mm	100 pz.



Prelievo endometriale

Ramcurette

Curetta per prelievo endometriale aspirato (metodo Vabra)



Per un prelievo endometriale cito-istologico aspirato e raschiamento terapeutico senza anestesia. Il kit è costituito da:


- una curetta con raccordo luer lock da collegare al deviatore di flusso con filtro;
- una provetta da collegare al deviatore per la raccolta del campione.

Il kit si può connettere a un aspiratore attraverso un tubo.

Il profilo della punta rende la procedura accurata ed efficace.


Per una raccolta più abbondante, si consiglia un risciacquo della punta all'interno della provetta al termine del prelievo.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720109	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 2 mm	50 pz.
720110	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 3 mm	
720111	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 4 mm	
720211	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 5 mm	



Prelievo endometriale Rampipella

Dispositivo per prelievo endometriale (muco - sperma)



Per un prelievo endometriale citologico facile e indolore.

Il prelievo del campione avviene manualmente per suzione, tramite un mandrino che scorre all'interno della guaina esterna.

La cannula presenta 6 tacche con indicazioni da 20 a 70 mm, distanziate 10 mm una dall'altra*.

Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

Due versioni disponibili: con 1 foro laterale e con 2 fori laterali all'estremità.


* Fornisce una misura approssimativa.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720196	Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 1 foro	100 pz.*
720218	Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 2 fori	



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

* Disponibile anche in scatole da 25 pezzi su richiesta



Prelievo endometriale

Endocic

Dispositivo per prelievo endometriale (muco - sperma) con mandrino in acciaio



Per un prelievo endometriale citologico facile e indolore.

Il prelievo del campione avviene manualmente per suzione, tramite un mandrino che scorre all'interno della guaina esterna.

Il mandrino in acciaio rende la suzione più intensa.

La cannula presenta 12 tacche con indicazioni da 1 a 12 cm, distanziate 1 cm una dall'altra*.


Il diametro esterno ridotto lo rende adatto ad utilizzo in caso di stenosi cervicale.

Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

Cannula dotata di 1 foro laterale all'estremità.

* Fornisce una misura approssimativa.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720195	Lunghezza 28,5 cm - Ø esterno 2,4 mm	25 pz.



Materiale di consumo

Specuvag

Speculum vaginale con bloccaggio a paletta centrale




Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero.
Il sistema di bloccaggio tramite paletta centrale permette un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.
La paletta centrale può essere piegata verso il basso per l'inserimento di strumentario.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
720101	Paletta bianca	Piccolo - Ø 20 mm	180 pz.*
720098	Paletta blu	Piccolo - Ø 24 mm	
720102	Paletta rossa	Medio - Ø 26 mm	
720103	Paletta verde	Grande - Ø 30 mm	



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE


* Disponibile anche in scatole da 60 pezzi su richiesta



Materiale di consumo

Specuvag CS

Speculum vaginale modello CUSCO con bloccaggio a vite centrale




Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero.
Il sistema di bloccaggio tramite vite centrale permette un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.

Cod.	Colore	Descrizione	Pz/Scatola
720045/S	Vite bianca	Piccolo - Ø 19 mm	180 pz.*
720043/S	Vite rossa	Medio - Ø 27 mm	
720044/S	Vite verde	Grande - Ø 31 mm	



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE


* Disponibile anche in scatole da 60 pezzi su richiesta



Materiale di consumo

Rambrush

Spazzolino per prelievo endocervicale



Inserimento agevole anche in caso di cervice stenotica grazie al profilo leggermente conico delle setole di nylon.


Il design della punta permette l'asportazione di una quantità idonea di cellule, rendendo la procedura del tutto indolore.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720106 STERILE	Lunghezza 19 cm	500 pz. (confezionati singolarmente)*
720214 NON STERILE		Prodotto sfuso

*disponibili su richiesta anche in scatole da 50 e 100 pz. (confezionati singolarmente)

720106: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051

720214: monouso - non sterile - marcato CE



Materiale di consumo

Ramspatula

Spatola di Ayre in plastica




Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore per esame citologico.
La diversa forma delle due estremità rende la spatola adatta a scopi specifici.
Permette un'ottima manovrabilità durante la procedura di rotazione a 360° sulla cervice.
Ramspatula presenta bordi levigati che rendono la procedura confortevole.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720163 STERILE	Lunghezza 21,4 cm	250 pz.



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051



Materiale di consumo


Spatola di Ayre

Spatola di Ayre in legno



Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore per esame citologico. La diversa forma delle due estremità rende la spatola adatta a scopi specifici. Permette un'ottima manovrabilità durante la procedura di rotazione a 360° sulla cervice. La spatola di Ayre in legno di betulla presenta bordi levigati che rendono la procedura confortevole.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720186 STERILE	Lunghezza 17,5 cm	500 pz. (confezionati singolarmente)
720194 NON STERILE		200 pz, prodotto sfuso



Materiale di consumo

Pap-test Kit

Kit per Pap-Test




Il Pap-Test è un esame indolore per rilevare la presenza di cellule anomale nella cervice. La composizione funzionale del kit permette un'operatività immediata.

La versione standard comprende:


- 1 speculum SPECUVAG medio;
- 1 spatola di AYRE in legno;
- 1 RAMBRUSH per prelievo endocervicale;
- 1 portavetrini;
- 2 vetrini sabbiati.

Cod.	Pz/Scatola
770309	50 pz.



Tirapalle


Pinza di Pozzi - Palmer in plastica



Per procedure ginecologiche in cui è richiesta una presa energica del collo dell'utero. Le punte acuminate della pinza e il triplo gancio di chiusura permettono una presa ferma e sicura della cervice uterina.

Il design del prodotto riduce al minimo le condizioni di dolore e di sanguinamento durante il suo impiego.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720131	Lunghezza 25 cm	50 pz.



Materiale di consumo

Kelly

Pinza auto-bloccante in plastica



Per manipolare facilmente batuffoli di cotone e garze durante le medicazioni.
Provvista di un sistema di auto-bloccaggio che trattiene il cotone senza l'ausilio delle mani.
Grazie al particolare sistema di presa può essere utilizzata anche per l'introduzione e la rimozione della spirale intrauterina.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720174 STERILE	Lunghezza 22 cm	50 pz. (confezionati singolarmente)
720974 NON STERILE	Lunghezza 22 cm	Prodotto sfuso in buste da 100 pz.



Monouso

720174: sterilizzato a EtO - marcato CE 0051


720974: non sterile - marcato CE



Materiale di consumo

Pinzone

Pinza anatomica in plastica



Per trattenere batuffoli di cotone e garze durante le medicazioni.
La sua lunghezza ne facilita l'utilizzo nelle pratiche ginecologiche.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720183 STERILE	Lunghezza 25 cm	100 pz. (confezionati singolarmente)
720983 NON STERILE	Lunghezza 25 cm	Prodotto sfuso in buste da 100 pz.



Monouso

720183: sterilizzato a EtO - marcato CE 0051

720983: non sterile - marcato CE



Materiale di consumo

Vetrini

Vetrini portaoggetto



Per la raccolta delle cellule prelevate per gli esami di laboratorio.
La superficie sabbiata permette di poterci scrivere più facilmente.
Fabbricati con vetro bianco e pre-puliti.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
733200	Vetrino sabbiato Dimensione: 75 x 25 x 1,2 mm	50 pz.




Non sterile - Monouso - IVD - Marcato CE

Materiale di consumo

Rambox


Contenitore portavetrini a due posti



Contenitore per 2 vetrini per la raccolta di cellule prelevate per gli esami di laboratorio.
Fabbricato in polipropilene e dotato di un sistema di chiusura pratico e sicuro.

Cod.	Pz/Scatola
720222	250 pz.

Non sterile - Monouso



Materiale di consumo

Ramcover

Coprisonda vaginale non sterile in lattice



Per proteggere la sonda transvaginale durante esami ecografici.

Fabbricato in lattice naturale.


Lunghezza 21 cm circa.

Fornito non lubrificato e arrotolato con polvere biocompatibile per facilitarne lo srotolamento sulla sonda.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
800401 NON STERILE	Lunghezza 21 cm - Ø esterno 3 cm	100 pz. (2 sacchetti da 50 pz.)



Monouso - non sterile - marcato CE



Materiale di consumo

Stericover

Coprisonda vaginale sterile in EVA




Per proteggere la sonda transvaginale durante esami ecografici.
Materiale EVA (Acetato Etilvinilico), privo di lattice, non cito-tossico.
Fornito in busta singola sterile.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
800400 STERILE	Lunghezza 23,5 cm - Ø esterno 7,5 cm	50 pz.




Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051



Materiale di consumo


Tampone Vaginale Maxi

Tampone vaginale maxi



Per medicazioni vaginali durante procedure ginecologiche.
È provvisto di punta arrotondata in cotone 100% su un bastoncino in PP.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720170 NON STERILE	Dispositivo: Lunghezza 20 cm Punta arrotondata in cotone 100%: Lunghezza 30 mm - Ø esterno 10 mm	500 pz. (10 buste da 50 pz.)



Materiale di consumo

Vagilub

Gel lubrificante per strumentario ginecologico



Per facilitare l'inserimento dello strumentario ginecologico.

La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. Non contiene spermicidi, non unge e non macchia.

Ha un pH acido e una buona conduttività elettrica.

Solubile in acqua.


È ben assorbito dalla pelle e non causa irritazioni alle mucose.

Non danneggia metalli, plastiche e gomme.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720132 ITA-ENG	Dispenser 300 ml	6 pz.




Non sterile - marcato CE



Diagnostica ginecologica

Handlin

Manipolatore/iniettore uterino per diagnostica




Impiegato in procedure dove viene richiesta la manipolazione dell'utero e/o per iniettare liquidi di contrasto (quali laparoscopia diagnostica, esami di fertilità, etc.).

È caratterizzato da una forma ricurva che ne facilita l'inserimento.

Provvisto di:

- un catetere interno a due lumi con tacche da 4 a 10 cm, distanziate 1 cm l'una dall'altra, per valutare la profondità di inserimento;
- un'impugnatura rigida;
- un sistema di bloccaggio semplice e sicuro che impedisce movimenti accidentali durante la procedura;
- un palloncino in PVC da 10 ml e 20 mm di diametro alloggiato sulla punta del catetere in modo da minimizzare la possibilità di perforazione accidentale ed evitare il reflusso del mezzo di contrasto;
- una valvola unidirezionale per gonfiare il palloncino, assemblata a un polmoncino di riferimento che permette di visualizzare la reale condizione del palloncino interno;
- un raccordo luer lock per l'iniezione del mezzo di contrasto.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720199	Ø esterno 5 mm	10 pz.



Diagnostica ginecologica

Mininjector

Iniettore uterino per sonoisterografia




Per l'iniezione di soluzione salina nelle procedure di sonoisterografia.

Il dispositivo è costituito da:

- un catetere trasparente centimetrato (1) per un posizionamento facilitato con banda blu radiopaca;
- una punta morbida con foro laterale (2);
- uno stopper conico (3) in morbido materiale plastico che ne assicura la tenuta sul collo dell'utero;
- un introduttore rigido (4) che facilita l'inserimento nel collo dell'utero;
- raccordo luer lock femmina (5) per la connessione della siringa.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
770314	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)	15 pz.



Diagnostica ginecologica

Mininjector CM

Iniettore uterino per sonoisterografia con mandrino




Per l'iniezione di soluzione salina nelle procedure di sonoisterografia.

Il dispositivo è costituito da:

- un catetere trasparente centimetrato (1) per un posizionamento facilitato. La riga radiopaca blu lo rende ecograficamente visibile;
- una punta morbida con foro laterale (2);
- uno stopper conico (3) in morbido materiale plastico che ne assicura la tenuta sul collo dell'utero;
- un introduttore rigido (4) che facilita l'inserimento nel collo dell'utero;
- raccordo luer lock femmina (5) per la connessione della siringa;
- mandrino (6) per un accesso facilitato nella cavità uterina.


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
880314	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr), con mandrino	15 pz.



Diagnostica ginecologica

Softinjector

Iniettore uterino per isterosalpingografia




Per l'iniezione di mezzi di contrasto (radiopaco / blu di metilene) nelle procedure di isterosalpingografia.

Sono costituiti da:


- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere morbido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 ml sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 ml (3).

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720240	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)	10 pz.
720226	Ø esterno 2 mm (6 Fr)	
720250	Ø esterno 2,33 mm (7 Fr)	



Iniettore uterino per isterosalpingografia



Iniettore uterino per isterosalpingografia



Sono costituiti da:

- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere rigido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 ml sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 ml (3).


Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
720239	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr)	10 pz.
720225	Ø esterno 2 mm (6 Fr)	
720251	Ø esterno 2,33 mm (7 Fr)	



Diagnostica ginecologica

Injector Plus

Iniettore uterino per isterosalpingografia




Per l'iniezione di mezzi di contrasto (radiopaco / blu di metilene) nelle procedure di isterosalpingografia.

Sono costituiti da:


- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere semirigido radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 ml sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 ml (3);
- mandrino (7) per un inserimento agevolato.

Cod.	Descrizione	Pz/Scatola
730226	Ø esterno 2 mm (6 Fr)	10 pz.



Stabilizzatore Cervicale ad Aspirazione carevix®

Riduce dolore e sanguinamento nelle procedure transcervicali



carevix® è uno stabilizzatore cervicale monouso basato su tecnologia del vuoto, progettato come moderna alternativa al tenacolo, per garantire una presa sicura e atraumatica della cervice durante le procedure ginecologiche transcervicali, tra cui:

- Inserimento e rimozione di dispositivi intrauterini (IUD);
- Isterometria e campionamento endometriale;
- Isteroscopia e colposcopia;
- Procedure per la fertilità, come isterosalpingografia, inseminazione artificiale e trasferimento embrionale.


Le prove cliniche riportano una **riduzione del dolore fino al -73%**, una **riduzione del sanguinamento di -83%** e una diminuzione fino al -88% delle pazienti che riferiscono dolore intenso durante le procedure. La tecnologia a ventosa consente di manipolare i tessuti senza perforarli, migliorando il comfort della paziente e riducendo le complicanze. L'impugnatura intuitiva e il design ergonomico ne facilitano l'utilizzo da parte del medico, permettendo un controllo preciso durante l'intera procedura.

carevix® rappresenta un approccio moderno, più delicato e orientato al benessere della paziente, contribuendo a migliorare l'esperienza clinica e la qualità complessiva delle cure ginecologiche.

Cod.	Pz/Scatola
720VIX	1 pz.



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a Raggi - marcato CE



POLITICA DI VENDITA

CLIENTELA

Per maggiori informazioni sui prodotti RI.MOS. contattare: commerciale@rimos.com

Campionature.

A causa dell'elevato numero di richieste, RI.MOS. non fornisce campioni gratuiti in modo automatico. Per eventuali richieste o ulteriori informazioni scrivere a: commerciale@rimos.com

Referenze bancarie:

BPER BANCA SPA

Agenzia di Mirandola (Mo)

IBAN: IT 98 G 05387 66850 00000008006

UNICREDIT SPA

Agenzia di Mirandola (Mo)

IBAN. IT 66 H 02008 66852 000000659010

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prodotti. Tutte le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sui cataloghi RI.MOS. vengono fornite a puro titolo di riferimento.

Tutti i Prodotti elencati nei cataloghi hanno il marchio CE. Tutti i materiali utilizzati per i prodotti monouso soddisfano gli standard internazionali dei materiali plastici utilizzati in dispositivi medicali.

2. Valuta. Tutti i prezzi sono in Euro (EUR).

3. IVA, tasse e diritti. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

4. Spese di trasporto. Tutti i prezzi indicati nel Listino Prezzi / Offerta sono franco stabilimento RI.MOS. (EX WORKS - INCOTERMS 2000). Gli ordini con valore imponibile oltre i 200 EURO saranno spediti franco domicilio dell'ACQUIRENTE, con spese di consegna a carico di RI.MOS. RI.MOS. si riserva di richiedere un contributo fisso di 16,00 EURO nel caso di ordini il cui imponibile non superi i 200 EURO. Nel caso in cui la spedizione fosse in porto assegnato, sarà cura dell'ACQUIRENTE specificare il nome del proprio spedizioniere sull'ordine di acquisto.

5. Validità dei prezzi. Tutti i prezzi sono validi per 60 giorni dalla data dell'offerta, salvo accordi diversi.

6. Ordini di acquisto. L'ACQUIRENTE fornirà gli ordini di acquisto dei Prodotti RI.MOS. per iscritto indicando, come minimo, quanto segue:

- identificazione dei Prodotti ordinati (n° di codice, descrizione);
- quantità (per ciascun modello);
- data di consegna richiesta;
- istruzioni di spedizione e imballaggio e indirizzo di spedizione.

7. Accettazione e conferma degli ordini. Gli ordini saranno considerati accettati dopo essere stati confermati per iscritto da RI.MOS.: la conferma d'ordine sarà inviata all'ACQUIRENTE entro tre (3) giorni lavorativi. Trascorso il periodo di tempo indicato sulla conferma d'ordine, l'ordine si riterrà definitivamente confermato dall'ACQUIRENTE.

8. Condizioni di consegna. Tutte le spedizioni dei Prodotti saranno effettuate entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento di un ordine per Prodotti a magazzino ed entro ventuno (21) giorni lavorativi per i Prodotti non a magazzino, salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

9. Modifica degli ordini. Nessun ordine di acquisto accettato sarà modificato o cancellato se non dietro accordo scritto di entrambe le parti.

10. Nessun ordine minimo previsto. All'ACQUIRENTE non è richiesto di acquistare alcun quantitativo minimo di Prodotti. L'ACQUIRENTE concorda comunque di ordinare i Prodotti in quantità standard per confezione (e / o relativi multipli) per facilitare le condizioni di immagazzinaggio e spedizione dei Prodotti.

11. Ordine completo. Gli ordini di acquisto sono considerati spediti in modo completo quando la quantità fatturata corrisponde a quella ordinata.

12. Condizioni di pagamento. Le condizioni di pagamento applicate, salvo diversi accordi, sono le seguenti:

- in caso di primo ordine di acquisto: pagamento in contrassegno o bonifico anticipato;
- in caso di ordine di acquisto inferiore a 200 Euro di imponibile: pagamento in contrassegno o bonifico anticipato;
- in caso di ordine di acquisto superiore a 200 Euro di imponibile: pagamento a 30 o 60 giorni.

13. Metodo di pagamento. Il metodo di pagamento richiesto è il seguente:

- Contrassegno o bonifico anticipato nei casi indicati ai punti §12.a) e §12.b);
- Ricevuta Bancaria a 30 o 60 giorni data fattura fine mese nel caso indicato al punto §12.c). Tutte le informazioni relative alla banca d'appoggio saranno riportate in dettaglio sulla fattura.

14. Garanzia. RI.MOS. garantisce che i Prodotti venduti sono privi di difetti per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di spedizione all'ACQUIRENTE. Durante tale periodo si garantiscono i Prodotti per la qualità dei materiali e della manodopera impiegati nella loro fabbricazione. RI.MOS. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati dai Prodotti da movimentazione e / o manutenzione effettuata da personale non autorizzato. Qualsiasi intervento di movimentazione e / o manutenzione non autorizzata effettuato durante il periodo della garanzia comporterà l'annullamento immediato della presente garanzia. Se, ad insindacabile giudizio di RI.MOS., i Prodotti risultano difettosi a causa di un difetto originale di materiale o manodopera tali prodotti saranno sostituiti da RI.MOS. gratuitamente. I Prodotti che risultano difettosi per negligenza o uso improprio, installazione o manutenzione scorretta, uso scorretto, trascuratezza nel trasporto e nella movimentazione, variazioni nei materiali o nelle dimensioni dei Prodotti causate dall'esposizione a sostanze chimiche e / o temperature inadeguate durante l'immagazzinamento dei Prodotti senza adottare le precauzioni necessarie o a qualsiasi circostanza che non risulti da difetti di fabbricazione non sono coperti dalla presente garanzia. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di fabbricazione la garanzia copre la sola sostituzione. Tuttavia la presente garanzia non prevede la sostituzione e l'indennizzo per danni diretti o indiretti o di qualsiasi natura arrecati a persone o cose. RI.MOS. non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possano risultare direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle disposizioni indicate nelle istruzioni e specialmente relative alle istruzioni di installazione, uso, manutenzione, spedizione e immagazzinaggio. I Prodotti difettosi sostituiti in base alla presente garanzia rimarranno di proprietà di RI.MOS.

15. Procedura di resa delle merci. Eventuali reclami in merito alla spedizione, consegna, quantità e qualità devono essere presentati entro otto (8) giorni dalla data di consegna delle merci. Eventuali lamentele riguardanti la mancanza di materiale o il danneggiamento dello stesso saranno accettate da RI.MOS. solamente se accompagnate dalla copia del documento di consegna riportante le riserve espresse allo spedizioniere al momento di ricevimento della merce. Tutti i resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati da RI.MOS. in base alle proprie procedure interne. Le merci dovranno essere rese nelle confezioni originali e i cartoni dovranno essere adeguatamente sigillati. Tutte le spese di spedizione per le merci rese dall'ACQUIRENTE allo stabilimento di RI.MOS. saranno a carico dell'ACQUIRENTE, salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

16. Forza Maggiore. Nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per ritardi o incapacità di soddisfare alcun obbligo nel caso in cui tale ritardo o incapacità sia dovuto ad una qualsiasi delle seguenti cause: scioperi, serrate, disaccordi tra direzione e lavoratori, ritardo nei trasporti, carenze di materie prime, atti di autorità governative, incendi, rivolte, cause di forza maggiore o qualsiasi altra causa o cause, siano esse o meno di carattere simile, che sfuggano al controllo di tale parte.

17. Dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante dalle presenti condizioni di vendita o in connessione ad esse e che non potessero essere composte in via amichevole, saranno composte in maniera definitiva in base al Codice di Diritto Italiano. Per qualsiasi eventuale processo, nel solo ed esclusivo interesse di RI.MOS., sarà competente il Tribunale di Modena (Italia).



Visitando il sito
potrete avere una panoramica costantemente aggiornata
della gamma completa dei prodotti RI.MOS.
e delle **ultime novità**.

www.rimos.com



RI.MOS. s.r.l.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com