

MULTI-INJECTORS WITH NEEDLES MULTI-INJECTEURS AVEC AIGUILLES



27G - 0,40 x 4 mm

LINEAR LINÉAIRE	with 3 needles avec 3 aiguilles	710201
LINEAR LINÉAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710205
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710203
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 7 needles avec 7 aiguilles	710207

30G - 0,30 x 4 mm

LINEAR LINÉAIRE	with 3 needles avec 3 aiguilles	710215
LINEAR LINÉAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710214
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710211
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 7 needles avec 7 aiguilles	710216

27G - 0,40 x 6 mm

LINEAR LINÉAIRE	with 3 needles avec 3 aiguilles	710202
LINEAR LINÉAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710206
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710204
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 7 needles avec 7 aiguilles	710208

30G - 0,30 x 6 mm

LINEAR LINÉAIRE	with 3 needles avec 3 aiguilles	710210
LINEAR LINÉAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710209
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 5 needles avec 5 aiguilles	710212
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 7 needles avec 7 aiguilles	710213

36 PIECES/BOX - INDIVIDUALLY PACKAGED - DISPOSABLE - ETO STERILIZED - CE MARKED - LATEX FREE
BOÎTE 36 UN - EMBALLAGE INDIVIDUEL - JETABLE - STÉRILISÉ ETO - MARQUAGE CE - SANS LATEX

MULTI-INJECTORS WITHOUT NEEDLES MULTI-INJECTEURS SANS AIGUILLES



LINEAR - LINÉAIRE


LINEAR LINÉAIRE	with 3 nozzles avec 3 buses	710102
LINEAR LINÉAIRE	with 5 nozzles avec 5 buses	710104

CIRCULAR - CIRCULAIRE

CIRCULAR CIRCULAIRE	with 3 nozzles avec 3 buses	710101
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 5 nozzles avec 5 buses	710103
CIRCULAR CIRCULAIRE	with 7 nozzles avec 7 buses	710105

50 PIECES/BOX - INDIVIDUALLY PACKAGED - DISPOSABLE - ETO STERILIZED - CE MARKED - LATEX FREE
BOÎTE 50 UN - EMBALLAGE INDIVIDUEL - JETABLE - STÉRILISÉ ETO - MARQUAGE CE - SANS LATEX

INTRADERMAL & HYPODERMIC MICRONEEDLES MICROAIGUILLES INTRADERMIQUES ET HYPODERMIQUES



Needle color in update according to ISO 6009:2016
Color de las agujas actualizado según ISO 6009:2016

Standard

710301 - LUER	27G - 0,40 x 4 mm
710302 - LUER	27G - 0,40 x 6 mm
712305 - LUER	27G - 0,40 x 12 mm
710303 - LUER	30G - 0,30 x 4 mm
710307 - LUER	30G - 0,30 x 6 mm
710306 - LUER	30G - 0,30 x 13 mm
712308 - LUER	30G - 0,30 x 25 mm
712303 - LUER	32G - 0,23 x 4 mm
712307 - LUER	32G - 0,23 x 6 mm
712306 - LUER	32G - 0,23 x 12 mm
812400 - LUER	33G - 0,20 x 4 mm
812402 - LUER	33G - 0,20 x 12 mm



Extra Thin Wall - Paroi Extra Mince

It facilitates infusion of high viscosity fillers.
Il facilite l'infusion de solutions injectables à haute viscosité.

712315 - LUER 27G - 0,40 x 12 mm

Inner diameter 0,28 mm against 0,22 mm
of standard needle 27G - 12 mm (ref. 712305).

*Diamètre intérieur de 0,28 mm par rapport à 0,22 mm
de l'aiguille standard 27G - 12 mm (code 712305).*



712318 - LUER 30G - 0,30 x 13 mm

Inner diameter 0,18 mm against 0,16 mm
of standard needle 30G - 13 mm (ref. 710306).

*Diamètre intérieur de 0,18 mm par rapport à 0,16 mm
de l'aiguille standard 30G - 13 mm (code 710306).*



Box marked with an orange sticker. / Boîte marquée d'un autocollant orange.



100 PIECES/BOX - INDIVIDUALLY PACKAGED - DISPOSABLE - ETO STERILIZED - CE MARKED - LATEX FREE
BOÎTE 100 UN - EMBALLAGE INDIVIDUEL - JETABLE - STÉRILISÉ ETO - MARQUAGE CE - SANS LATEX



RI.MOS. MED

RI.MOS. srl
Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com