


MICRO-INJECTION INTRADERMIQUE

***AIGUILLES ET MULTI-INJECTEURS
POUR L'INTRADERMOTHÉRAPIE***

POUR TOUS LES ANIMAUX



RI.MOS. VET

TECHNIQUE D'INJECTION INTRADERMIQUE

AVANTAGES


- Doses inférieures localisées
- Réduction de l'atteinte des autres tissus, en particulier chez les **patients de petite taille** dont la **peau est fine**
- **Effet réflexe** de la micro-injection, similaire à acupuncture
- **Diminution du risque d'événements indésirables** ou **d'effets secondaires** par une action limitée
- **Action multiple** en une seule injection, **réduisant le stress** pendant le traitement

DOMAINES D'APPLICATION

- Dermatologie
- Thérapie de la douleur
- Traitements infectieux chez les petits et très petits animaux
- Traitements infectieux chez les animaux exotiques: oiseaux, petits mammifères, reptiles
- Médecine du sport
- Réadaptation motrice
- Prophylaxie vaccinale intradermique
- Anesthésie locale



AIGUILLES INTRADERMIQUES ET HYPODERMIQUES POUR MICROINJECTION



Mise à jour de la couleur des aiguilles conformément à la norme ISO 6009:201

Standard

710301 - LUER	27G - 0,40 x 4 mm
710302 - LUER	27G - 0,40 x 6 mm
712305 - LUER	27G - 0,40 x 12 mm
710303 - LUER	30G - 0,30 x 4 mm
710307 - LUER	30G - 0,30 x 6 mm
710306 - LUER	30G - 0,30 x 13 mm
712308 - LUER	30G - 0,30 x 25 mm
712303 - LUER	32G - 0,23 x 4 mm
712307 - LUER	32G - 0,23 x 6 mm
712306 - LUER	32G - 0,23 x 12 mm
812400 - LUER	33G - 0,20 x 4 mm
812402 - LUER	33G - 0,20 x 12 mm



Paroi ultra mince

Facilite la perfusion de liquides injectables denses et visqueux

712315 - LUER 27G - 0,40 x 12 mm
Diamètre interne de 0,28 mm contre 0,22 mm
de l'aiguille standard 27G/12 mm (ref. 712305)



712318 - LUER 30G - 0,30 x 13 mm
Diamètre interne de 0,18 mm contre 0,16 mm
de l'aiguille standard 30G/13 mm ref. 710306



Boîte identifiée avec le timbre orange



Les aiguilles permettent une **méthode d'injection précise**, en plusieurs coups rapprochés et répétés, par voie **cutanée, intradermique et sous-cutanée**. Elles conviennent aux **traitements locaux anti-inflammatoires et analgésiques**, à la **prophylaxie intradermique** et à l'**anesthésie locale préopératoire ou peropératoire**.

L'**affûtage soigneux** facilite la **pénétration** et **minimise l'inconfort** lié au traitement.

La **paroi ultra-mince** de l'aiguille **facilite la perfusion** de produits injectables denses et visqueux (diamètre interne de 0,28 mm contre 0,22 mm pour l'aiguille standard de 27G/2 mm).

100 Pcs / F. EMBALLÉ SEUL - MARQUÉ CE - SANS LATEX - STÉRILE - À USAGE UNIQUE

MULTI-INJECTEURS AVEC AIGUILLES



27G - 0,40 x 4 mm

LINÉAIRE	avec 3 aiguilles	710201
LINÉAIRE	avec 5 aiguilles	710205
CIRCULAIRE	avec 5 aiguilles	710203
CIRCULAIRE	avec 7 aiguilles	710207

30G - 0,30 x 4 mm

LINÉAIRE	avec 3 aiguilles	710215
LINÉAIRE	avec 5 aiguilles	710214
CIRCULAIRE	avec 5 aiguilles	710211
CIRCULAIRE	avec 7 aiguilles	710216

27G - 0,40 x 6 mm

LINÉAIRE	avec 3 aiguilles	710202
LINÉAIRE	avec 5 aiguilles	710206
CIRCULAIRE	avec 5 aiguilles	710204
CIRCULAIRE	avec 7 aiguilles	710208

30G - 0,30 x 6 mm

LINÉAIRE	avec 3 aiguilles	710210
LINÉAIRE	avec 5 aiguilles	710209
CIRCULAIRE	avec 5 aiguilles	710212
CIRCULAIRE	avec 7 aiguilles	710213

Les **multi-injecteurs** sont livrés déjà **équipés d'aiguilles** pour une utilisation **pratique, immédiate** et **sûre**: la plaque est montée de manière à éviter à l'opérateur des piqûres accidentelles lors de la préparation préliminaire. Chaque plaque est logée dans un conteneur rigide de protection des pointes qui non seulement garantit la **stérilité du dispositif** jusqu'au moment de l'utilisation, mais l'accueille également à la fin du traitement, **protégeant ainsi l'opérateur** lors de l'élimination.

Disponible en configuration linéaire ou circulaire, avec **3, 5 ou 7 aiguilles** selon les différents types de traitement.

36 Pcs / F. EMBALLÉ SEUL - MARQUÉ CE - SANS LATEX - STÉRILE - À USAGE UNIQUE

MULTI-INJECTEURS



LINÉAIRE

LINÉAIRE	avec 3 buses	710102
LINÉAIRE	avec 5 buses	710104

CIRCULAIRE


CIRCULAIRE	avec 3 buses	710101
CIRCULAIRE	avec 5 buses	710103
CIRCULAIRE	avec 7 buses	710105


Les **multi-injecteurs** sont disponibles en **configuration linéaire ou circulaire**, avec **3, 5 ou 7** buses selon les différents types de traitement.

Les aiguilles individuelles sont **fournies séparément** et doivent être **assemblées manuellement par l'opérateur** avant l'utilisation de l'appareil de traitement.

Un **connecteur luer** femelle permet une connexion aisée au cordon contenant la substance injectable.

50 Pcs / F. EMBALLÉ SEUL - MARQUÉ CE - SANS LATEX - STÉRILE - À USAGE UNIQUE





Suivez-nous sur



RI.MOS.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

rimosvet

