


Amnioper

Perforateur amniotique
Perforador amniótico



 Pour la rupture intentionnelle de la membrane amniotique lors de l'accouchement. Il est muni d'un crochet pointu et atraumatique qui déchire la membrane. La forme anatomique et la poignée avec profil rainuré permettent une utilisation sûre et confortable.

 Para la rotura intencional de la membrana amniótica durante el parto. Posee un gancho afilado y no traumático que desgarra la membrana. La forma anatómica y el mango de perfil acanalado permiten un uso seguro y cómodo.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720193	Longueur 25 cm Longitud 25 cm	250 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

