

# Endocic

Dispositif de prélèvement endométrial  
(mucus - sperme) avec mandrin en acier  
*Dispositivo de extracción endometrial  
(moco - espermia) con émbolo de acero*



 Pour un prélèvement cytologique endométrial simple et indolore.  
L'aspiration d'échantillons se fait manuellement au moyen d'un piston qui coulisse à l'intérieur d'une gaine extérieure.  
Le piston en acier permet de plier la pointe et rend l'aspiration plus intense  
Échelle de mesure de 1 à 12 cm (résolution 1 cm)\*  
Évite la dilatation ou la traction du col de l'utérus. Canule avec 1 ouverture latérale à l'extrémité.

\* Fournit une mesure approximative.

 Para una extracción endometrial citológica fácil e indolora.  
La aspiración de la muestra se realiza manualmente mediante un émbolo que se desliza dentro de la cubierta exterior.  
El émbolo de acero permite curvar la punta y permite que la aspiración sea más intensa  
Escala de medición de 1 a 12 cm (resolución de 1 cm)\*  
Evita la dilatación o la tracción del cuello uterino. Cánula con 1 orificio lateral en el extremo.

\* Proporciona una medida aproximada.

| Code<br>Cód. | Description<br>Descripción                                                    | Pièces/boîte<br>Uds./Caja |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 720195       | Longueur 28,5 cm - Ø extérieur 2,4 mm<br>Longitud 28.5 cm - Ø exterior 2.4 mm | 25 pièces/uds.            |

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051  
Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

