

IUD-S Kit

Set de pose stérilet intra-utérin (DIU) avec ciseaux
Kit para dispositivos intrauterinos (DIU) con tijeras



 Le IUD-S KIT est un set prêt à l'emploi qui permet d'effectuer l'entière opération d'introduction, pose et retrait successif du stérilet intra-utérin.

Le set comprend:

- un hystéromètre (**RAMISTER**) pour déterminer la profondeur de l'utérus;
- une pince de Pozzi Palmer (**TIRAPALLE**) pour élargir le col de l'utérus;
- une pince Kelly (**KELLY**) pour l'insertion et la pose correcte du stérilet;
- un long ciseaux en plastique (**U-CUT**) qui permet de couper le fil du stérilet une fois positionné dans l'utérus.

Disponible aussi dans la version sans ciseaux (IUD KIT).

 IUD-S KIT es un kit listo para usar que permite realizar todo el procedimiento de introducción, colocación y posterior extracción del DIU.

El kit incluye:

- un histerómetro (**RAMISTER**) para determinar la profundidad del útero;
- una pinza de Pozzi Palmer (**TIRAPALLE**) para ensanchar el cuello del útero;
- una pinza de Kelly (**KELLY**) para introducir el dispositivo intrauterino y colocarlo en la posición correcta;
- una tijera larga de plástico (**U-CUT**) que permite cortar el hilo del DIU una vez colocado en el útero. También disponible en una versión sin tijeras (IUD KIT).

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770269	IUD-S KIT (avec ciseaux) IUD-S KIT (con tijera)	15 pièces/uds.
770268	IUD KIT (sans ciseaux) IUD KIT (sin tijera)	15 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

