


Intracurette RR

Curette droite rigide pour aspiration intra-utérine
Cureta recta rígida para aspiración intrauterina



 Utilisée dans les procédures d'interruption volontaire de grossesse ou suite à un avortement spontané. Le moletage opaque sur la curette permet de visualiser la profondeur d'insertion. Pointe avec bords lisses. Elle se raccorde directement au tuyau d'aspiration. Disponible en 6 diamètres différents.

 Para la interrupción voluntaria del embarazo o tras un aborto espontáneo. La acanaladura opaca en la cureta permite visualizar la profundidad de penetración. Punta con bordes pulidos. Se conecta directamente al tubo de aspiración. Disponible en 6 diámetros diferentes.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720164	Longueur 18,5 cm - Ø extérieur 7 mm Longitud 18.5 cm - Ø exterior 7 mm	50 pièces/uds.
720121	Longueur 18,5 cm - Ø extérieur 8 mm Longitud 18.5 cm - Ø exterior 8 mm	
720122	Longueur 18,5 cm - Ø extérieur 9 mm Longitud 18.5 cm - Ø exterior 9 mm	
720123	Longueur 18,5 cm - Ø extérieur 10 mm Longitud 18.5 cm - Ø exterior 10 mm	
720124	Longueur 18,5 cm - Ø extérieur 11 mm Longitud 18.5 cm - Ø exterior 11 mm	
720125	Longueur 18,5 cm - Ø extérieur 12 mm Longitud 18.5 cm - Ø exterior 12 mm	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051
Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

