

Monocyte-N

Aiguille pour le prélèvement des ovocytes
Aguja para la extracción de ovocitos



 Aiguille unidirectionnelle monolumière composée de:

- pointe échogène avec biseau atraumatique (1);
- tube bleui (2) qui protège l'ovocyte des rayons UV lors de l'aspiration;
- un bouchon médical en caoutchouc thermoplastique (3) qui se connecte au tube à essai;
- deux ailes latérales (4) alignées avec le tranchant de la pointe qui permettent l'orientation pendant la phase de pénétration.

Le raccordement à la pompe d'aspiration est disponible avec rallonge de 80 cm qui se termine par un raccord Luer lock (5).
Adaptateur universel supplémentaire inclus (6) pour une variété de connexions.

 Aguja de un conducto y una vía compuesta por:

- punta ecogénica con afilado no traumático (1);
- tubo azul celeste (2) que protege al ovocito de la radiación UV durante la aspiración;
- un tapón de goma termoplástica médica (3) que se conecta a la probeta;
- dos aletas laterales (4) alineadas con el afilado de la punta que permiten la orientación durante la fase de penetración.

La conexión a la bomba de aspiración está disponible con extensión de 80 cm que termina en un conector Luer lock (5).
Se incluye un adaptador universal adicional (6) para una variedad de conexiones.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770300/TL	Luer Lock Bleu clair Luer Lock Azul celeste	16 G x 330 mm	10 pièces/uds.
770307/TL	Luer Lock Transparent Luer Lock Transparente	17 G x 330 mm	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051
Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

