


Monolumé

Aiguille pour le prélèvement d'ovocytes
et l'aspiration de kystes ovariens

*Aguja para la extracción de ovocitos y
la aspiración de quistes ováricos*



Aiguille simple monolumière composée de:

- pointe échogène avec biseau atraumatique (1);
- un connecteur Luer lock (2) qui sert de poignée et permet une connexion sécurisée à la seringue;
- deux ailes latérales alignées avec le tranchant de la pointe qui permettent l'orientation lors de la phase de pénétration;
- raccord universel (3) qui permet des connexions multiples.



Aguja simple de un solo conducto compuesta por:

- punta ecogénica con afilado no traumático (1);
- un conector luer lock (2) actúa como empuñadura y permite una conexión segura a la jeringa;
- dos aletas laterales alineadas con el afilado de la punta que permiten la orientación durante la fase de penetración;
- un conector universal (3) que permite múltiples conexiones.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770312	Luer Lock Bleu clair Luer Lock Azul celeste	16 G x 330 mm	10 pièces/uds.
770311	Luer Lock Transparent Luer Lock Transparente	17 G x 330 mm	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

