

Tirapalle

Pince de Pozzi - Palmer en plastique

Pinza de Pozzi - Palmer de plástico



 Pour les procédures gynécologiques où l'on demande de bien fixer le col de l'utérus.

Les pointes acérées de la pince et le triple crochet de fermeture permettent une prise ferme et sûre du col.

La conception du produit minimise la douleur et les saignements lors de son utilisation.

 Para los procedimientos ginecológicos en los que se requiere una sujeción firme del cuello uterino.

Las puntas afiladas de las pinzas y el triple gancho de cierre permiten una sujeción firme y segura una vez que se ha agarrado el cuello uterino.

El diseño del producto reduce al mínimo el dolor y el sangrado durante su uso.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720131	Longueur 25 cm Longitud 25 cm	50 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

