

Ramclamp

Clamp ombilical de Bar
Pinza para el cordón umbilical



• **Ramclamp:** Maintient le cordon ombilical du bébé fermé avant que le cordon ne soit coupé. Équipée d'une fermeture de sécurité qui empêche l'ouverture accidentelle. Une fois fermée, elle ne peut être rouverte qu'avec des pincettes spéciales. Facile à utiliser même d'une seule main.

• **Ramclamp:** cierra el cordón umbilical del recién nacido antes de cortarlo. Tiene un cierre de seguridad para evitar la apertura accidental. Una vez cerrada, solo puede abrirse con unas pinzas especiales. Uso práctico posible incluso con una sola mano.

Code A Cód. A	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720216 stérile estéril	Clamp pour cordon ombilical Pinza para el cordón umbilical	250 pièces (emballées individuellement) 250 uds. (envasado individualmente)

Usage unique - stérilisé à l'EtO - marqué CE 0051

Desechable - esterilizado por EtO - marcado CE 0051