

Ramcover

Protection de sonde vaginale
Funda para sonda vaginal



- **Ramcover:** Pour protéger la sonde transvaginale lors des examens échographiques.
Fabriqué en latex naturel.
Longueur environ 21 cm.
Livrée non lubrifiée et enroulée de poudre biocompatible pour faciliter le déroulement sur la sonde.

- **Ramcover:** para proteger la sonda transvaginal durante los exámenes ecográficos.
De látex natural.
Longitud 21 cm aproximadamente.
Se suministra sin lubricar y enrollada con polvo biocompatible para facilitar el desenrollado en la sonda.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
800401 non stérile no estéril	Longueur 21 cm - Ø extérieur 3 cm Longitud 21 cm - Ø exterior 3 cm	100 pièces (2 sachets de 50 pièces) 100 uds.(2 sobres de 50 uds.)

Non stérile - usage unique - marqué CE

No estéril - desechable - marcado CE

