

Ramister-C

Hystéromètre courbe
Histerómetro curvo



• **Ramister-C:** Fournit une mesure approximative de la profondeur de la cavité utérine. Courbé et gradué avec échelle de 5 à 11 cm (résolution 0,5 cm)* et lecture directe sur le manche. Positionnement aisé grâce à la butée coulissante à placer sur l'orifice cervical. Légèrement conique d'un diamètre de 3 à 4 mm.

* Fournit une mesure approximative.

• **Ramister-C:** Proporciona una medida aproximada de la profundidad de la cavidad uterina. Curvado y graduado con una escala de 5 a 11 cm (resolución de 0,5 cm)* con lectura directa en el mango. Fácil de colocar gracias al aplicador ajustable que se coloca en el orificio cervical. Ligeramente cónico con un diámetro de 3 a 4 mm.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720001	Longueur 24,5 cm Longitud 24.5 cm	50 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

