


Ramister

Hystéromètre droit
Histerómetro recto



• **Ramister:** Fournit une mesure approximative de la profondeur de la cavité utérine.
Droit et gradué avec échelle de 4 à 15 cm (résolution 1 cm)*.
Légèrement conique d'un diamètre de 3 mm à 5 mm.
La pointe arrondie permet une insertion confortable à travers le col de l'utérus.
La malléabilité du matériau permet un pliage manuel selon les besoins.

* Fournit une mesure approximative.

• **Ramister:** Proporciona una medida aproximada de la profundidad de la cavidad uterina.
Recto y graduado con una escala de 4 a 15 cm (resolución de 1 cm)*.
Ligeramente cónico con un diámetro de 3 a 5 mm.
La punta redondeada permite una inserción cómoda a través del cuello uterino.
La maleabilidad del material permite doblarlo manualmente según sea necesario.

* Proporciona una medida aproximada.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720108	Longueur 24,5 cm Longitud 24.5 cm	150 pièces/uds.*

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

*Disponible en boîtes de 50 pièces sur demande

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

*Disponible en cajas de 50 unidades bajo solicitud

