

Ramspatula

Spatule Ayre en plastique
Espátula de Ayre de plástico



 Pour le prélèvement de cellules exocervicales et sur le fornix postérieur pour examen cytologique.
La forme différente des deux extrémités rend la spatule adaptée à des usages spécifiques.
Les deux permettent une excellente maniabilité lors de la procédure de rotation à 360° sur le col de l'utérus.
La spatule Ramspatula a des bords lisses qui rendent la procédure confortable.

 Para la extracción de células exocervicales y del fómix posterior para el examen citológico.
Los dos extremos con formas diferentes hacen que la espátula sea adecuada para fines específicos.
Ambos permiten una excelente maniobrabilidad durante el procedimiento de rotación de 360° en el cuello uterino.
Ramspatula tiene bordes suaves que permiten realizar el procedimiento con total comodidad.

Code A Cód. A	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720163 stérile estéril	Longueur 21,4 cm Longitud 21.4 cm	250 pièces (emballées individuellement) 250 uds. (envasado individualmente)

Usage unique - stérilisé à l'EtO - marqué CE 0051
Desechable - esterilizado por EtO - marcado CE 0051

