

Specuvag CS

Spéculum vaginal modèle CUSCO
avec blocage central à vis

*Espéculo vaginal modelo CUSCO
con bloqueo mediante tornillo central*



 Pour la dilatation du canal vaginal et l'exposition du col de l'utérus.
Le système de blocage au moyen d'une vis centrale permet un blocage rapide et sûr des valves.

 Para la dilatación del canal vaginal y la exposición del cuello uterino.
El sistema de bloqueo mediante tornillo central permite un bloqueo seguro y rápido de las valvas.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720045/S	Vis blanche Llave blanca	Petit - Ø 19 mm Pequeño - Ø 19 mm	180 pièces/uds.
720043/S	Vis rouge Llave roja	Moyen - Ø 27 mm Mediano - Ø 27 mm	
720044/S	Vis verte Llave verte	Grand - Ø 31 mm Grande - Ø 31 mm	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

