


Specuvag

Spéculum vaginal avec blocage à levier centrale
Espéculo vaginal con bloqueo mediante llave central



 Pour la dilatation du canal vaginal et l'exposition du col de l'utérus.
Le système de blocage au moyen d'un levier centrale permet un blocage rapide et sûr des valves.
Le levier centrale peut être rabattue pour l'insertion d'instruments.

 Para la dilatación del canal vaginal y la exposición del cuello uterino.
El sistema de bloqueo mediante llave central permite un bloqueo seguro y rápido de las valvas.
La llave se puede plegar hacia abajo para introducir el instrumental.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720101	Levier blanc Llave blanca	Petit - Ø 20 mm Pequeño - Ø 20 mm	180 pièces/uds.
720098	Levier bleu Llave azul	Petit - Ø 24 mm Pequeño - Ø 24 mm	
720102	Levier rouge Llave roja	Moyen - Ø 26 mm Mediano - Ø 26 mm	
720103	Levier vert Llave verde	Grand - Ø 30 mm Grande - Ø 30 mm	

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

