

Tampone Vaginale Maxi

Écouvillon vaginal maxi
Hisopo vaginal grande



Pour pansements vaginaux au cours de procédures gynécologiques.
Il est pourvu d'une pointe arrondie 100% coton sur en bâton PE.



Para curaciones vaginales durante procedimientos ginecológicos.
Posee una punta redondeada de algodón 100% en un hisopo de PE.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720171 stérile estéril	Dispositif: Longueur 20 cm Pointe arrondie 100% coton: Longueur 30mm - Ø extérieur 10mm	250 pièces (25 sachets de 10 pièces) 250 uds.(25 sobres de 10 uds.)
720170 non stérile no estéril	Dispositivo: longitud 20 cm Punta redondeada de algodón 100%: longitud 30 mm – Ø exterior 10 mm	500 pièces (10 sachets de 50 pièces) 500 uds.(10 sobres de 50 uds.)

Usage unique

720171: stérilisation EtO - marqué CE 0051

720170: non stérile - marqué CE

Desechable

720171: esterilización por EtO - marcado CE 0051

720170: no estéril - marcado CE

