


U-Cut

Ciseaux longs en plastique avec lame en acier
Tijera larga de plástico con hoja de acero



 Pour le retrait des points de suture, les procédures médicales générales et où il est nécessaire de couper des fils, de la gaze et autres.
U-CUT est un ciseaux en plastique jetable dont la principale caractéristique est d'être étroit et allongé, avec des lames en acier inoxydable soigneusement affûtées pour une coupe précise et sûre.

 Para la extracción de suturas, procedimientos médicos generales y donde sea necesario cortar hilos, gasas u otros productos similares.
U-CUT es una tijera de plástico desechable cuya principal característica es que es estrecha y alargada, con hojas de acero inoxidable cuidadosamente afiladas para un corte preciso y seguro.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770114	Longueur 22 cm Longitud 22 cm	50 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051
Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

