

Vagilub

Gel lubrifiant pour instruments gynécologiques
Gel lubricante para instrumental ginecológico



 Pour faciliter l'insertion d'instruments gynécologiques. La composition particulière et la haute transparence du gel n'altèrent pas l'image lors de l'utilisation d'instruments optiques. Il ne contient pas de spermicides, n'est pas gras et ne tache pas.

Il a un pH acide et une bonne conductivité électrique. Soluble dans l'eau.

Il est bien absorbé par la peau et n'irrite pas les muqueuses.

Il n'endommage pas les métaux, les plastiques et les caoutchoucs.

 Para facilitar la inserción de instrumentos ginecológicos.

Su particular composición y la alta transparencia del gel no alteran la imagen cuando se utilizan instrumentos ópticos.


No contiene espermicidas, no es graso y no mancha.

Tiene un Ph ácido y una buena conductividad eléctrica. Soluble en agua.

Se absorbe bien por la piel y no causa irritación de las mucosas.

No daña los metales, los plásticos ni el caucho.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720132 ITA - ENG	Flacon 300 ml	6 pièces/uds.
720132P ENG - PT	Frasco de 300 ml	



Dispositif médical non stérile de classe I - marqué CE

Producto sanitario no estéril de clase I - marcado CE