

Vetrini

Microscope slides
Lames de microscope
Portaobjetos

Consumable - Microscope slides
Matériel de consommation - Lames de microscope
Material de consumo - Portaobjetos



Used to secure specimens for laboratory examination.
Frosted surface allows an easier data writing. Manufactured from white glass and pre-cleaned.



Pour la collecte de cellules prélevées pour des tests de laboratoire.
La surface dépolie facilite l'écriture. Fabriquées en verre blanc et pré-nettoyées.



Para la recogida de células extraídas para análisis de laboratorio.
La superficie satinada facilita la escritura. Fabricado con vidrio blanco y prelavados.

Cod.	Description - Descripción	Pcs/Box - Pièces/Boîte Uds./Caja
733200	Frosted slide - Size: 75 x 25 x 1.2 mm Lame sablée - Dimensions: 75 x 25 x 1,2 mm Portaobjetos satinado - Tamaño: 75 x 25 x 1.2 mm	50 pcs/pièces/uds.

Disposable - non sterile - IVD
Usage unique - non stérile - IVD
Desechable - no estéril - IVD