

IUD-S Kit

Kit per spirale intrauterina (IUD) con forbice
Intra Uterine Device kit with scissors



 IUD-S KIT è un kit pronto all'uso che permette di eseguire l'intera operazione di introduzione, sistemazione e successiva rimozione della spirale intrauterina.

Il kit comprende:

- un isterometro (**RAMISTER**) per determinare la profondità dell'utero;
 - una pinza di Pozzi Palmer (**TIRAPALLE**) per allargare il collo dell'utero;
 - una pinza di Kelly (**KELLY**) per inserire la spirale e sistemarla nella corretta posizione;
 - una forbice lunga in plastica (**U-CUT**) che consente di tagliare il filo della spirale una volta posizionata nell'utero.
- Disponibile anche nella versione senza forbice (IUD KIT).

 IUD-S KIT is a ready-to-use kit allowing to perform the entire procedure of insertion, positioning and subsequent removal of the intra uterine device.

The kit includes:

- one hysteroscope (**RAMISTER**) to assess uterus depth;
 - one Pozzi Palmer forceps (**TIRAPALLE**) to widen uterus neck;
 - one Kelly forcep (**KELLY**) to insert the IUD and place it in the correct position;
 - long plastic scissors (**U-CUT**) allowing to cut the IUD string once the device has been positioned in the uterus.
- Available also without scissors (IUD KIT).

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770269	IUD-S KIT (con forbice) IUD-S KIT (with scissors)	15 pz./pcs.
770268	IUD KIT (senza forbice) IUD KIT (without scissors)	15 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

