




Kelly

Pinza auto-bloccante in plastica  
Self-locking plastic forceps

 • **Kelly:** Per manipolare facilmente batuffoli di cotone e garze durante le medicazioni. Provvisto di un sistema di auto-bloccaggio che trattiene il cotone senza l'ausilio delle mani. Grazie al particolare sistema di presa può essere utilizzato anche per l'introduzione e la rimozione della spirale intrauterina.

 • **Kelly:** It is used for an easy handling of flocks or gauzes in dressing procedures. It is provided with a self-locking system allowing hands free. Thanks to its special clasp system it can be also used for the insertion and removal of intrauterine device.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720174 sterile	Lunghezza 22 cm	50 pz. (confezionati singolarmente) 50 pcs. (individually packed)
720974 non sterile	Length 22 cm	Prodotto sfuso in buste da 100 pz. Bulk product in plastic bag of 100 pcs.



Monouso  
720174: sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051  
720974: non sterile - marcato CE

Disposable  
720174: EtO sterilization - CE 0051 marked  
720974: non-sterile - CE marked