



Ramclamp

Pinzetta per cordone ombelicale
Umbilical cord clamp



 • **Ramclamp:** Mantiene chiuso il cordone ombelicale del neonato prima del taglio del cordone stesso. Provvista di una chiusura di sicurezza che evita aperture accidentali. Una volta chiusa si può riaprire solamente con apposite pinzette. Praticità di utilizzo anche con una sola mano.

 • **Ramclamp:** Used to clamp the umbilical cord of the newborn before cutting. It is provided with a safety lock to avoid accidental opening. Once closed it can be opened with suitable forceps only. It is practical to use also with one hand.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720216 sterile	Pinzetta per cordone ombelicale Umbilical cord clamp	250 pz. (confezionati singolarmente) 250 pcs. (individually packed)

Monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051

Disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked