



# Ramspatula

Spatola di Ayre in plastica  
*Plastic Ayre's spatula*



 Per il prelievo di cellule escervicali e sul fornice posteriore per esame citologico. La diversa forma delle due estremità rende la spatola adatta a scopi specifici. Permette un'ottima manovrabilità durante la procedura di rotazione a 360° sulla cervice. Ramspatula presenta bordi levigati che rendono la procedura confortevole.

 Ectocervix cells and posterior fornix sampler for cytologic smear. The two differently shaped ends make the spatula suitable for specific purposes. It facilitate a 360° rotation and an optimal contact with the cervix. Ramspatula has smooth and splinter-free edges that make the procedure completely comfortable.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720163 sterile	Lunghezza 21,4 cm Length 21.4 cm	250 pz. (confezionati singolarmente) 250 pcs. (individually packed)

Monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051

Disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

