


Specuvag CS

Speculum vaginale modello CUSCO
con bloccaggio a vite centrale

*Vaginal speculum with central
screw-locking system (CUSCO model)*



 Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero.
Il sistema di bloccaggio tramite vite centrale permette un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.

 To widen the vaginal canal and expose the uterus neck.
The central key locking system allows a safe and fast locking of the valves.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720045/S	Vite bianca White central screw	Piccolo - Ø 19 mm Small - Ø 19 mm	180 pz./pcs.
720043/S	Vite rossa Red central screw	Medio - Ø 27 mm Medium - Ø 27 mm	
720044/S	Vite verde Green central screw	Grande - Ø 31 mm Large - Ø 31 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - Disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

