

Stericover

Coprisonda vaginale sterile in Eva (Acetato Etilvinilico)
Vaginal sterile probe cover (Eva -Ethylene Vinyl Acetate)



• **Stericover:** Per proteggere la sonda transvaginale durante esami ecografici.
Materiale EVA (Acetato Etilvinilico), privo di lattice, non cito-tossico.
Fornito in busta singola sterile.

• **Stericover:** To protect ultrasound transvaginal probe during ultrasonic examination.
Made of Eva (Ethylene Vinyl Acetate), latex free, non-cytotoxic.
Supplied in sterile single pouch.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
800400 sterile	Lunghezza 23,5 cm - Ø esterno 7,5 cm Length 23,5 cm - O.D 7,5 cm	50 pz. (confezionati singolarmente) 50 pcs. (individually packed)

Sterilizzato a EtO - Monouso - Marcato CE 0051
EtO sterilization - Disposable - CE 0051 marked

