




# Tampone Vaginale Maxi

Tampone vaginale maxi  
*Maxi vaginal swabs*



 Per medicazioni vaginali durante procedure ginecologiche.  
È provvisto di punta arrotondata in cotone 100% su un bastoncino in PE.

 They are used for vaginal dressing in gynecological procedures.  
They are provided with a 100% cotton rounded tip on a PE shaft.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720171 sterile	Dispositivo: Lunghezza 20 cm Punta arrotondata in cotone 100%: Lunghezza 30 mm - Ø esterno 10 mm	250 pz. (25 buste da 10 pz.) 250 pcs. (25 pouches of 10 pcs.)
720170 non sterile	Device: Length 20 cm 100% cotton rounded tip: Length 30 mm - O.D 10 mm	500 pz. (10 buste da 50 pz.) 500 pcs. (10 pouches of 50 pcs.)

Monouso  
720171: sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051  
720170: non sterile - marcato CE

Disposable  
720171: EtO sterilization - CE 0051 marked  
720170: non-sterile - CE marked

