



Cerviram

Dispositif de prélèvement endométrial
pour examen cytologique

*Dispositivo de análisis endometrial
para el análisis citológico*




 Pour un prélèvement cytologique endométrial sûr et indolore.

Les protubérances sur la pointe fourchée asymétrique permettent un prélèvement précis et atraumatique du tissu utérin.

La gaine extérieure coulisse sur la tige pour faciliter l'insertion avec la pointe fermée.

Évite la dilatation ou la traction du col de l'utérus.

 Para una citología endometrial segura e indolora.

Las protuberancias de la punta bifurcada asimétrica permiten una extracción precisa y no traumática del tejido uterino.

La cubierta exterior se desliza sobre el émbolo para facilitar la inserción cuando la punta está cerrada.

Evita la dilatación o la tracción del cuello uterino.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720113	Longueur 26 cm - Ø extérieur 3,5 mm Longitud 26 cm - Ø exterior 3.5 mm	150 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation par EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

