


Kiwi[®] Omni-C[™] Cup

Dispositivo per parto vuoto-assistito
*Vacuum assisted fetal delivery
device*



 KIWI[®] OMNI-C[™] CUP è un dispositivo per parto vuoto assistito progettato specificatamente per lo spazio addominale del taglio cesareo.

Il profilo basso della coppetta di KIWI[®] OMNI-C[™] CUP ne facilita l'inserimento, riduce la probabilità di traumi, dell'estensione dell'incisione uterina, e fornisce il più alto grado di manovrabilità entro lo spazio della cavità addominale.

Inoltre KIWI[®] OMNI-C[™] CUP è particolarmente indicato per posizioni fetali sfavorevoli quando la testa del feto è parzialmente discesa nel canale cervicale ed è necessario un taglio cesareo d'emergenza.

La scanalatura presente sulla coppetta progettata per appoggiare le due dita ne migliora la presa sicura e facilita il corretto posizionamento sul punto di flessione.



Il filtro posizionato nella parte interna della coppetta evita la dispersione del vuoto.

Durante il taglio cesareo, KIWI[®] OMNI-C[™] CUP è un dispositivo efficace che aiuta i medici a ridurre i rischi correlati alle procedure chirurgiche. Infatti l'uso del Kiwi durante i parti cesarei contribuisce a diminuire le perdite di sangue, a ridurre l'estensione dell'incisione e delle lacerazioni cervicali.

KIWI[®] OMNI-C[™] CUP si distingue dagli altri modelli grazie alla coppetta di colore verde.



FOR ITALIAN MARKET ONLY



Cod.	Pz/Scatola
VAC-6000C	5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE