

Kiwi OmniCup®

Dispositivo per parto
vuoto-assistito

*Vacuum assisted fetal delivery
device*



 Da applicare sulla testa del feto e facilitarne la nascita durante il parto.



Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto: la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato e completo all'operatore, non impegnando il resto del personale in sala parto.

La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un ergonomico tirante a maniglia.

KIWI OMNICUP® è particolarmente indicato per posizioni fetali laterali sfavorevoli, per presentazioni occipite-posteriore asinclitiche e dove è necessaria una estrazione con rotazione del feto: il design della coppetta ha un basso profilo in modo da essere correttamente posizionata sul punto di flessione della testa del feto stesso.



FOR ITALIAN MARKET ONLY



Cod.	Pz/Scatola
VAC-6000ME	5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE