

Kiwi ProCup®

Dispositivo per parto vuoto-assistito
Vacuum assisted fetal delivery device



 Da applicare sulla testa del feto e facilitarne la nascita durante il parto.


Sistema integrato con micro-pompa manuale per il vuoto: la compattezza del dispositivo dà un controllo immediato e completo all'operatore, non impegnando il resto del personale in sala parto.

La micro-pompa è fornita di una valvola di rilascio del vuoto - attivabile con un dito - e di un accurato indicatore visivo del livello di vuoto raggiunto: il tutto in un ergonomico tirante a maniglia.

KIWI PROCUP® è particolarmente indicato per presentazioni e fuoriuscita occipite-anteriore basse: la coppetta morbida e flessibile si espande e si modella sulla testa del feto, aumentando la zona di contatto della coppetta e quindi la presa a vuoto in sicurezza.



FOR ITALIAN MARKET ONLY



Cod.	Pz/Scatola
VAC-6000S	5 pz.

Fornito in confezione singola - Monouso
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE